

# GenuTrain® A3

Aktivbandage zur komplexen Behandlung bei Kniebeschwerden.

## Hilfsmittelnummer:

alt 05.04.01.0082 beantragt für 05.04.01.2xxx



## Indikationen

- Weichteilreizzustände des Kniegelenks, insbesondere bei Gonarthrose (chronisch, posttraumatisch und postoperativ, Ansatzligamentosen und Tendomyopathie)
- Gonalgie bei funktioneller Instabilität infolge muskulärer Dysbalancen
- Patellalateralisation
- Varusarthrose
- Rezidivierender Gelenkerguss

## Merkmale

- Train® Gestrickkonzept: besonders dehnbar, atmungsaktiv und feuchtigkeitsabführend für exzellenten Tragekomfort, insbesondere im Bereich der Kniekehle.
- Die neu entwickelte Pelottenform bezieht typische Beschwerdeareale und wichtige Rezeptorzonen des Kniegelenks mit ein.
- Darüber hinaus verfügt die viscoelastische Pelotte über Friktionszonen, die mit Noppen besetzt sind.
- Der Patella-Korrekturzügel ist in die Pelottenzone mit eingeschweißt.
- Das atmungsaktive, anatomische Formgestrick bietet einen hohen Tragekomfort.
- Zwei an den Seiten angebrachte Spiralfederstäbe halten das Gestrick aufgespannt.
- Eine spezielle irritationsarme Gestrickbindung bedeckt den kritischen Kniekehlenbereich.
- Eine Dehnungszone im Unterschenkelanteil erleichtert das An- und Ausziehen.

## Wirkweise

- Der in der Bewegung entstehende Kompressions-/Dekompressionseffekt mit friktionsmassageähnlichen Anteilen fördert die Ödemableitung und Resorption von Ergüssen. Dies beschleunigt den Heilungsverlauf und führt zur Schmerzreduktion im medialen Kapselbandbereich.
- Die Stimulation von Hautrezeptoren und nervalen Spindeln im Muskelsehnenübergang unterstützt den neuromyonalen Regelkreis. Dieses führt zu einer Synchronisation und Aktivierung der Muskulatur. Speziell wird der Vastus medialis stimuliert. Die Rectussehne ist freigelassen.
- Die integrierte Korrekturzügelung wirkt einem Abdriften der Patella entgegen.



Patellapelotte mit Friktionszonen

## Farben

