

# MULTIDEXMALTODEX PUL 5X12G

## MULTIDEX Maltodextrin Pulververband Tube 5x12 g

PZN: 19436622

Inhalt: 5 St

Hersteller: Protex Healthcare Nv

### Zweckbestimmung

Multidex Wundfüller kann sowohl auf infizierten als an nicht infizierten Wunden verwendet werden. Das Produkt ist für folgenden Wundtypen geeignet: alle Wunden, sowohl infiziert als nicht infiziert, Hautgeschwüre, Beingeschwüre, Druckgeschwüre, andere nässende Läsionen, diabetische Geschwüre, Abdominalwunden, oberflächliche Wunden, Riss-, Schnitt- und Schürfwunden, Entnahmestellen, Verbrennungen zweites Grades. Multidex Wundfüller in Pulverform ist für feuchte Wunden indiziert. Multidex Wundfüller in Gelform ist für sowohl feuchte als trockene Wunden indiziert. Multidex in Gel- und Pulverform sind bei Verbrennungen dritten Grades kontraindiziert. Nicht anwenden wenn die Verpackung offen oder beschädigt ist. Nicht bei Patienten anwenden die allergisch auf dieses Produkt oder einen seiner Bestandteile reagieren. Bei einer allergischen Reaktion des Patienten den betroffenen Bereich mit steriler Kochsalzlösung oder warmem Wasser reinigen und die Anwendung beenden.

### Zusammensetzung

Multidex Pulver ist ein Pulververband in Pulver oder Gelform, basiert auf eine Mischung von Maltodextrin und Vitamin C.