

SPONGOSTAN ANAL 80X30MM DM

SPONGOSTAN anal 80x30 mm Durchmesser Schwämme

PZN: 02485007

Inhalt: 5 St

Hersteller: Johnson & Johnson MEDICAL Bereich EPD

Zweckbestimmung

Nach Beenden der Hämorrhoidektomie das Produkt entweder direkt einführen oder das Operationsgebiet mit Hilfe eines Anal-Spreizers bzw. eines Anoskops zunächst visuell darzustellen, um so das Einführen eines trockenen SPONGOSTAN* Anal-Tampons zu erleichtern. Ein schneller Zerfall und spontaner Abgang des Schwamms können erwartet werden.

Zusammensetzung

Der SPONGOSTAN* Resorbierbarer Hämostatischer Gelatineschwamm ist ein steriler, wasserunlöslicher, formbarer, aus Schweinegelatine hergestellter, resorbierbarer Schwamm für den hämostatischen Einsatz durch Auftragen auf eine blutende Oberfläche. Der Schwamm ist cremefarben und von poröser Textur.