

STOPEE BETTNAESSER WECKGER

STOPEE Bettnässer-Weckgerät

PZN: 15400538

Inhalt: 1 St

Hersteller: Medizintechnik Kaasen GmbH

Zweckbestimmung

Bettnässer-Therapiegerät. Nässesensormatte wird unter das Bettlaken gelegt und mit StoPee-Signalgeber verbunden, der neben dem Bett platziert wird. Mit Aktivierungscode zum zugehörigen Online-Therapieprogramm. Packungsinhalt: Sensormatte, Signalgeber, Online-Aktivierungscode, Bedienungsanleitung, 4x AA Batterien