

Cuticell® Classic

Die verklebungsarme Salbenkomresse mit Paraffin.

Produkt

Cuticell® Classic ist die wirtschaftliche Alternative in der klassischen Versorgung exsudierender Wunden. Die sterile Salbenkomresse ist mit Weichparaffin imprägniert, um ein Verkleben mit der Wunde weitgehend zu verhindern und einen schmerzarmen Verbandwechsel zu gewährleisten. Cuticell® Classic ist latexfrei, luft- und sekretdurchlässig und gewährleistet Wundruhe. Die Imprägnierung unterstützt darüber hinaus das feuchte Wundmilieu.

Cuticell® Classic besteht aus offen gewebter Baumwollgaze, die mit Weichparaffin imprägniert ist.



Anwendung

Cuticell® Classic eignet sich zur klassischen Behandlung exsudierender Wunden, wie z.B.:

- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Risswunden und Abschürfungen
- Ulcus cruris
- Hauttransplantate und Spalthautentnahmestellen

Anwendungsdauer: kurzfristig, einen bis mehrere Tage



Für die sichere Applikation wird Cuticell® Classic mit überlappendem Trägerpapier eingesegelt.

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

| Best.-Nr. | Abmessung | Inhalt | Verp.-Einheit | PZN |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|
| 7253801 | 5 cm x 5 cm | 50 | 1/12 | 04979073 |
| 7253800 | 5 cm x 5 cm | 5 | 1/120 | 04979067 |
| 7253803 | 10 cm x 10 cm | 100 | 1/6 | 04979104 |
| 7253802 | 10 cm x 10 cm | 10 | 1/60 | 04979096 |
| 7253804 | 40 cm x 10 cm | 10 | 1/30 | 04979110 |

Cuticell® Contact

Die silikonbasierte Wundkontaktschicht für einen ungestörten Heilungsverlauf.

Produkt

Cuticell® Contact ist eine sterile Primärauflage für schwach bis stark exsudierende Wunden, die an der Wundumgebung haftet, aber nicht auf der feuchten Wunde (Siltec®-Technologie).

Während das Wundexsudat ungehindert durch die silikonbeschichtete Auflage durchtreten kann, wird gleichzeitig ein Einwachsen der absorbierenden Sekundärauflage in die Wunde verhindert. Auf diese Weise kann der Sekundärverband jederzeit erneuert werden, ohne die Wunde zu traumatisieren. Das Ergebnis ist ein ungestörter Heilungsverlauf und eine hohe Sicherheit in der Therapie.

Cuticell® Contact besteht aus einem dünnen, elastischen Polyurethanfilm, der einseitig mit weichem Silikon beschichtet ist.



Anwendung

Cuticell® Contact eignet sich zur Behandlung von akuten und chronischen Wunden, wie z.B.:

- Schürf-, Schnitt- und Platzwunden
- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Blasenbildung
- Spalthautentnahmestellen
- Ulcus cruris, Dekubitus

Cuticell® Contact kann mit Antiseptika kombiniert werden.

Anwendungsdauer: mehrere Tage in Abhängigkeit vom Wundzustand (z.B. Exsudatmenge) und von der Wahl des Sekundärverbandes



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

| Best.-Nr. | Abmessung | Inhalt | Verp.-Einheit | PZN |
|-----------|-------------------|--------|---------------|----------|
| 7268000 | 7,5 cm x 5,0 cm | 5 | 1/30 | 08515117 |
| 7268001 | 10,0 cm x 7,5 cm | 5 | 1/20 | 08515123 |
| 7268002 | 18,0 cm x 10,0 cm | 5 | 1/20 | 08515146 |
| 7268003 | 25,0 cm x 15,0 cm | 5 | 1/10 | 08515324 |