

# AchilloTrain®

Aktivbandage zur Entlastung der Achillessehne.

Hilfsmittelnummer:  
05.02.01.1003



## Indikationen

- Achillodynie (Tendinose, Paratendinitis, Bursitis subachillea, [Haglundferse])
- Postoperativ, z. B. bei Achillessehnenrupturen

## Merkmale

- Hochelastisches Gestrick aus atmungsaktiven Material sorgt für wirksame Kompression und exzellenten Tragekomfort.
- Die Aktivbandage ist anatomisch formgestrickt und gewährleistet so einen hohen Tragekomfort.
- Die integrierte Sehnenpelotte ist viscoelastisch und anatomisch geformt.
- Ein Fersenkeil ist herausnehmbar in die Bandage integriert.
- Ein separates Fersenkissen zum Längenausgleich der Gegenseite ist beigelegt.

## Wirkweise

- Die paraachillär verlaufende Profileinlage sorgt für eine gleichmäßige Druckeinleitung und bewirkt in der Bewegung einen lokalen Massageeffekt. Der Stoffwechsel wird dadurch lokal verbessert und Ödeme werden reduziert.
- Die Fersenerhöhung (ca. 6 mm) durch den integrierten viscoelastischen Keil entlastet die Achillessehne.
- Über die Beeinflussung der Propriozeption wird die koordinierte Muskelsteuerung unterstützt.



an der Achillessehne  
verlaufende Pelotte

## Farben

