

Ernährungspumpe SERVOSan® enteral



Die SERVOSan® enteral ist eine zuverlässige und benutzerfreundliche enterale Ernährungspumpe, die für eine sichere Applikation von enteraler Sondenkost sorgt.

Die SERVOSan® enteral Pumpe ist einfach zu programmieren, viele Funktionen können mit einer einzigen Taste aktiviert werden.

Technische Daten

Geräteart:	Enterale Ernährungspumpe
Arbeitsprinzip:	Rollenpumpe
Förderrate:	5 – 295 ml/h, einstellbar in 1-ml-Schritten
Fördermenge:	Volumenvorwahl einstellbar von 1 – 2.000 ml in 1-ml-Schritten sowie 2.000 – 9.995 ml in 5-ml-Schritten
Fördergenauigkeit:	Abweichung max. +/- 10 % der eingestellten Förderrate
Okklusionsdruck:	Abschalt-Überdruck max. 1 bar (1,013 x 10 ⁵ Pa)
Abmessungen:	H x B x T (cm) = 19,0 x 22,9 x 13,2
Gewicht:	2,3 kg

Eigenschaften

- Einfache und benutzerfreundliche Programmbedienung
- Klare, große geteilte Displayanzeige
- Aufzeichnung des Gesamtvolumens
- Fördermengen: Individuelle einstellbare Fördermenge in 1 ml-Schritten bis zu 1.999 ml und weiter in 5 ml-Schritten 2.000 – 9.995 ml
- Zahlreiche optische und akustische Alarmfunktionen: Der Benutzer wird gewarnt, wenn der Ladezustand der Batterie niedrig, der Nahrungsbehälter leer oder die Sonde verstopft ist. Er wird ebenfalls darauf hingewiesen, wenn die eingestellte Dosis gefördert wurde oder die Förderrate der Sondenkost zu hoch ist
- Einfache Reinigung: Das glatte Kunststoffgehäuse kann mit einem fusselfreien befeuchteten Tuch mit Trinkwasser leicht gereinigt werden.
- Akku- und Netzbetrieb

Bestellinformationen

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.
SERVOSan® enteral Ernährungspumpe	1	22768

servona
Medizintechnik plus!



Enterale Ernährung SERVOSAN

Die kompetente Ernährungstherapie

servona
Medizintechnik plus!

Servona GmbH
Biberweg 24-26 | D-53842 Troisdorf
Tel. +49 (0)2241 9322-0 | Fax +49 (0)2241 9322-277
info@servona.de | www.servona.de



30525_PL_SERVOSAN_ID/Version 2014-08-21

SERVOSAN Nahrung

Die SERVOSAN Nahrungen dienen zur diätischen Behandlung von Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung. Die balanzierten SERVOSAN Nahrungen können zur ausschließlichen oder ergänzenden Ernährung verwendet werden. Die Nahrung ist für eine längerfristige Ernährung geeignet und in normokalorischer und hochkalorischer Ausführung erhältlich.



Verordnungsfähig

Eigenschaften

- Geschmacksneutral
- Mit Ballaststoffen zur Förderung der Darmfunktionalität und der Darmflora
- Glutenfrei
- Anwenderfreundliche kompakte Verpackung – keine Bruchgefahr und wenig Abfall
- In zwei Ausführungen erhältlich

Standard:

Normokalorisch (1 kcal/ ml)
Ballaststoffreich (1,5 g/ 100ml)

Energy:

Hochkalorisch (1,5 kcal/ ml)
Ballaststoffreich (2 g/ 100 ml)

Nährwertangaben

		SERVOSAN®Standard		SERVOSAN®Energy	
		Pro 100 ml	Pro 500 ml	Pro 100 ml	Pro 500 ml
Brennwert	kJ / kcal	423 / 100	2115 / 500	640 / 152	3200 / 760
Fett	g	3,3	16,5	5,0	25
Kohlenhydrate	g	13,9	69,5	20,0	100
Ballaststoffe	g	1,5	7,5	2,0	10
Eiweiß	g	3,8	19,0	6,0	30

Bestellinformationen

Bezeichnung	Ausführung	VE	PZN	Bestell-Nr.
SERVOSAN	Standard	15 x 500 ml Beutel	03898734	22272
SERVOSAN	Energy	15 x 500 ml Beutel	03898740	22273

Servosan dient der Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung von Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden.

SERVOFLEX® nutrition Überleitsysteme

Mit ENLock Adapter

- Überleitgerät mit Slim-Spike und universellem Ansatz für Sondennahrung in Beuteln, Weithals-, Kronkorkenflaschen, und Container.
- Konnektierung mit handelsübliche Ernährungssonden durch separatem ENLock Adapter und Stufenadapter. Nach Entfernen der Adapter steht ein weiblicher Luer-Lock Anschluss zur Verfügung.
- Y-Stück zur Medikamentenapplikation und zum Spülen der Sonde
- Transparente Tropfkammer
- Mit beiliegender Flaschenaufhängung
- Servoflex P – mit Pumpensegment, kompatibel mit verschiedene Pumpen



Bestellinformationen

Bezeichnung	Ausführung	VE	PZN	Bestell-Nr.
SERVOFLEX® nutrition P-ENLock	Pumpe	1	10274135	29997
SERVOFLEX® nutrition G-ENLock	Schwerkraft	1	10274141	29996

Wund- und Blasenspritzen

Mit ENLock Adapter

- Separater ENLock Adapter und Luer Ansatz
- Kann direkt an der PEG-Sonde angesetzt werden



Servona PEG Verbandset

- Zur einfachen Pflege von Sondenaustritts- und Kathetereintrittsstellen
- 3 Mullkompressen 7,5 cm, (8-fach) 2 Vlies Schlitzkompressen 7,5 cm x 7,5 cm, (4-fach) und 1 Stretch-Pflaster 12 cm x 15 cm



SERVOSAN Hängeflasche

- Für Flüssigkeit bzw. Flüssignahrung
- Für Überleitsysteme mit Weithalsanschluss



Bestellinformationen

Bezeichnung	VE	PZN	Bestell-Nr.
Wund- und Blasenspritze 50/60 ml, ENLock	1	04711212	29295
Wund- und Blasenspritze 100 ml, ENLock	1	04711229	29296
Servona PEG Verbandset	1	05509688	24111
SERVOSAN Hängeflasche mit Deckel, 1000 ml	1	-	22236