

## Fixomull®

Die vollflächige Verbandfixierung aus zugfestem Viskosemull.

### Produkt

Mit Fixomull® können großflächige Verbände einfach und schnell fixiert werden. Durch den bedarfsgerechten Zuschnitt ist die Methode material- und kostensparend.

Fixomull® ist mit einem hautfreundlichen Polyacrylatkleber beschichtet, der Träger besteht aus zugfestem Viskosemull und ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie strahlenindifferent. Fixomull® beugt Kontamination vor, ist einfach in der Handhabung und wird auch von hautempfindlichen Patienten ausgezeichnet vertragen. Fixomull® ist in Längs- und Querrichtung unnachgiebig zugfest und verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft.

Fixomull® besteht aus einem Viskosemullträger, beschichtet mit einem Polyacrylatkleber.



Vollflächige Fixierung einer Wundkomresse mit Fixomull®.



### Anwendung

- zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, besonders für großflächige Wundauflagen an wenig konturierten Körperpartien
- für Druck- und Entlastungsverbände

### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Kleinpackung mit geschnittenem Abdeckpapier			
0210701	2 m x 15 cm	1/24	01859598
Anstaltspackung mit geschnittenem Abdeckpapier			
0210501	10 m x 5 cm	1/24	01945949
0211001	10 m x 10 cm	1/24	01598695
0211101	10 m x 15 cm	1/24	01598703
0211201	10 m x 20 cm	1/18	01598726
0211301	10 m x 30 cm	1/18	01843628

**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur



## Fixomull® stretch

Die vollflächige Verbandfixierung aus querelastischem Polyestervlies.

### Produkt

Verbände anlegen und fixieren erfordert höchste Anpassungsfähigkeit und Flexibilität im OP, auf der Station und in der ambulanten Versorgung. Mit Fixomull® stretch können insbesondere großflächige Verbände einfach und schnell fixiert werden. Durch den bedarfsgerechten Zuschnitt ist die Methode material- und kostensparend.

Fixomull® stretch ist durch seine Querelastizität anschmiegsam und passt sich auch stark konturierten Körperpartien gut an. Abschnürungen, Stauungen und Durchblutungsstörungen werden verhindert. Fixomull® stretch verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft und gute Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit. Es beugt Kontaminationen vor, wird auch von hautempfindlichen Patienten ausgezeichnet vertragen und ist einfach und vielfältig einsetzbar. Fixomull® stretch ist besonders wirtschaftlich in der 20-Meter-Großrolle.

Fixomull® stretch besteht aus einem Polyestervlies, beschichtet mit Polyacrylatkleber.



Einfach, individuell und wirtschaftlich.

### Anwendung

- zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, insbesondere an Gelenken, bewegten und konturierten Körperpartien
- zur sicheren Befestigung von Sonden, Kathetern, Messelementen und Instrumenten



Fixomull® stretch hält sicher auf konischen und stark bewegten Körperpartien.

### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Kleinpackung mit geschnittenem Abdeckpapier			
7002200	2 m x 10 cm	1/12	08441442
0203300	2 m x 15 cm	1/12	04539500
Praxispackung mit geschnittenem Abdeckpapier			
0908400	10 m x 5 cm	1/24	04539517
0908500	10 m x 10 cm	1/24	04539523
0908600	10 m x 15 cm	1/24	04539546
0908700	10 m x 20 cm	1/24	04539552
0908800	10 m x 30 cm	1/24	04539569
Großpackung mit ungeschnittenem Abdeckpapier			
4737500	20 m x 10 cm	1/12	04919272
4737600	20 m x 15 cm	1/12	04919289
4737700	20 m x 20 cm	1/12	04919295

**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur

