

# ViscoHeel®

Viscoelastische Fersenkissen zur Entlastung der Sehnen, Bänder und Gelenke.

Hilfsmittelnummer:  
08.03.06.0001



Indikationen	Merkmale	Wirkweise
<p><b>ViscoHeel® N</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arthrose der Beingelenke und bei Endoprothesen (Entlastung)</li> <li>• Achillodynie – Tendomyopathie</li> <li>• Haglundferse – Teilentlastung</li> <li>• Bei Beinlängendifferenzen bis 1 cm (Ausgleich)</li> <li>• Rückfußbeschwerden</li> </ul> <p><b>ViscoHeel® K</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varus- oder Valgusstellung der Ferse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ViscoHeel® sind Fersenkissen aus einem viscoelastischen, hautfreundlichen Material.</li> <li>• Die keilförmigen ViscoHeel® Fersenkissen sind anatomisch geformt.</li> <li>• Bei der Ausführung ViscoHeel® K ist die Oberfläche zusätzlich seitlich abfallend gestaltet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ViscoHeel® reduziert die Stoßbelastung auf Sprung-, Knie- und Hüftgelenke sowie Wirbelsäule.</li> <li>• Die Fersenkissen erzielen eine spürbare Entlastung von Muskeln und Sehnen der Wade.</li> <li>• Druckbeschwerden unter der Ferse werden durch die Weichbettung reduziert.</li> <li>• ViscoHeel® K kann als Pronations- (äußere Erhöhung) oder Supinationskissen (innere Erhöhung) eingesetzt werden.</li> </ul>



*anatomisch geformte Fersenkissen*