

Hydrosorb® Gel

Das klare, viskose Gel aus der Spritze für die feuchte Wundbehandlung

Charakteristik

Klares und viskoses Gel aus Wasser mit elektrolytischer Zusammensetzung, das sofort für ein ausgewogen feuchtes Wundmilieu sorgt; weicht trockenes, nekrotisches Gewebe auf und erleichtert das Ablösen, nimmt Beläge und Wundexsudat von gering sezernierenden Wunden auf; ohne Wundirritation mit steriler Spüllösung aus der Wunde zu entfernen; in Spritzen mit gegenläufiger Skala zur exakten Bestimmung und Dokumentation des Wundvolumens und der Menge des noch verfügbaren Gels; einzeln in Schutzhülle eingeschiegelt.



Anwendung

Zur feuchten Wundbehandlung bei oberflächlichen und tiefen Wunden mit geringer Exsudation, z. B. bei Ulzera, Dekubitalgeschwüren sowie Verbrennungen bis Grad 2b; unterstützt durch Aufweichung und Hydrierung von Nekrosen das endogene Débridement und die Beseitigung nekrotischen und avitalen Gewebes; das Gel 5 mm dick auf die Wunde aufbringen und mit geeignetem Sekundärverband abdecken.



Mit Hydrosorb Gel in der Spritze ist das Aufbringen auf die Wunde immer absolut zielgerichtet und anwendungssicher durchzuführen.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Hydrosorb® Gel steril, in Spritzen				
8 g	5 Spritzen	900 843	4084784	10
15 g	10 Spritzen	900 844	3694836	10