

THERAKIT PLUS DFS 10

THERAKIT PLUS DFS 10

PZN: 16904548

Inhalt: 1 St

Hersteller: L+F Medizinprodukte GmbH

Zweckbestimmung

Zweckbestimmung FIWA®vlies: zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden, als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz oder auf der Station, zur äußeren Anwendung einsetzbar. Zweckbestimmung FIWA®net für Fixierverbände zur Befestigung von Wundauflagen, besonders an Gelenken oder schwierig zu verbindenden Körperteilen, für schnelle Wundinspektion geeignet, da der Netzverband nicht erneuert werden muss, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden. Zweckbestimmung FIWA®stretch: Fixierung postoperativer Verbände, Fixierung von Kanülen, Drainagen, Kathetern, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden. Zweckbestimmung FIWA®soft: zur Polsterung von Gipsverbänden, synthetischen Stützverbänden und Schienen, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden.

Zusammensetzung

2 x Pckg. à 25x2 Stück FIWA®vlies - Vlieskompressen, steril, 10x10cm, 6-fach, Zellwolle, Polyesterfasern 1 x Pckg. à Spendebox, FIWA®net - Netzverband Gr.8: 7,5cm Durchmesser (ungedehnt), 25m lang einzeln verpackt im Beutel, Spendebox 1 x FIWA®stretch - Fixiervlies, unsteril, 10 cm x 10 m, weißes Netzvlies, querelastisch 10 x FIWA® soft - Synthetische Polsterbinden, unsteril, 10 cm x 3 m, atmungsaktiv, selbsthaftend, weiß