

Stuhlinkontinenz oder Freiheit?

RECA care Analtampons – Produktinformation



RECA care ist Freiheit

RECA Med
Medical Care Products



RECA care Analtampon

schenkt viele Stunden Sicherheit

Beschreibung:

Stuhlinkontinenz kann Jeden treffen. So kann die Entleerung des Darmes zum Beispiel durch Beckenbodenschwäche, Operationen oder Nervenschäden gestört sein.

RECA care Analtampon ist die perfekte Alternative zu herkömmlichen Hilfsmitteln. Der Tampon ersetzt die Funktion des inneren Schließmuskels und sorgt so für Sicherheit und Freiheit in jeder Lebenslage. Individuelle Formen und Größen sorgen für optimale Körperpassform. RECA care ist geruchsbindend und von außen nicht sichtbar – man sieht nichts, man riecht nichts!



- Klein und handlich
- Perfekter Sitz
- Sicherheit bis zu 20 Stunden
- Optimal verträglich
- 7 unterschiedliche Formen und Größen

Probieren gefällig?

Zur Anpassung der richtigen Größe gibt es das RECA care Testset mit 15 unterschiedlichen Tampons und einem Einführstab. Erprobt wird entweder unter ärztlicher Anleitung oder in Ruhe zuhause. Schon das Testset kann verordnet werden und die Krankenkasse übernimmt die Kosten. Wenn die richtige Größe gefunden ist, können Sie zwischen Packungen mit 50 oder 100 Stück wählen.

Kosten

RECA care ist als Hilfsmittel bei den Krankenkassen registriert. Die Kosten werden, bis auf eine Zuzahlung von maximal 10 € monatlich, von der Kasse getragen. So ist RECA care oft günstiger als Windeln oder Einlagen.

Der Umwelt zuliebe!

Zitat Roland P., 54: „Statt einem durchschnittlichen Monatsbedarf von ca. 100 Windeln verwende ich jetzt nur noch ca. 30 handliche Tampons“. Platz sparen und die Umwelt schonen.

RECA care Analtampon

macht frei und unabhängig



Indikationen

- Unterstützung für Sphinkertaining
- zentralnervöse Störungen
- Querschnittslähmung
- Schlaganfall, MS, Diabetes
- Meningomyelozele (spina bifida)
- Dekubitus oder Dekubitusprophylaxe
- Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa
- Operations- oder Strahlungsschäden
- permanente Schließmuskelschwäche

Das Testset

PZN 1350877


Inhalt je 3 Stück 20/3, je 2 Stück 20/4, 40/24, 40/30, 40/35, 44/24, 44/35
je 1 Stück Einführstab Art.-Nr. 30/1

Produktinformation

Art.-Nr.	20/3	20/4	30/1		
Ø / Länge mm	25/52	35/60	25/115		
Art.-Nr.	40/24	40/30	40/35	44/24	44/35
Ø / Länge mm	23/45	28/50	33/55	23/45	33/56

Material: PVA Schaumstoff; Fäden: Baumwolle/Kunststoff;
Packungsgrößen: 50 oder 100 Stück; Hilfsmittel-Nr.: 15.25.17.0003 + 0004

CE 1275



Die Anwendung von RECA care:

Perfekter Sitz ohne Druckgefühl:

- Folie entfernen, Rückhofaden abwickeln
- RECA care kurz in Wasser einweichen, danach den Tampon ausdrücken
- Nach Wunsch den Tampon mit Gleitcreme bestreichen
- Tampon auf den Einführstab setzen
- bequeme Position einnehmen (Rückenlage oder ein Bein hochstellen, z.B. Stuhl oder Toilette)
- den Tampon in den Darm einführen, Einführstab herausziehen

Durch die optimale Passform verhindert der Analtampon unerwünschten Stuhlabgang bis zu 20 Stunden. **RECA care** ist von außen unsichtbar und geruchsbindend, also sehr diskret, macht frei und unabhängig.

So sollte das Rezept aussehen:

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Bitte kreuzen Sie die 7 an! →	
Name, Vorname des Versicherten		Geburtsdatum	
Verbindliches Muster		Geburtsort	
		Geburtsland	
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status	
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum	
Rp, (Bitte Lesartikeln durchstreichen)		Vertragszeitpunkt	
1 RECA care Testset		Indikation	
Hilfsmittel Nr. 15.25.17.0003/04		PZN 01350877	
Verordnungszeitraum			
bbb		Unterschrift des Arztes	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Muster 16 (2/2006)	
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitsgebernummer		

Wichtiger Hinweis für die Apotheke:

Die Tampons fallen nicht unter die Versorgung „Aufsaugende Inkontinenzhilfen“.

RECA care Tampons halten zurück, statt zu saugen! Nennen Sie der Krankenkasse immer die Hilfsmittelnummer: 15.25.17.0003 + 0004. So gibt es kein Problem mit der Kostenübernahme.

Zum Schluss: Senden Sie das Rezept zu uns, wir kümmern uns um die Abrechnung mit der Krankenkasse. Wir liefern **RECA care** nach Genehmigung direkt an die Patienten oder auf Wunsch an die Praxis. Oder wenden Sie sich an Ihre Apotheke.

Beratung: Gerne beraten wir Sie individuell und persönlich über alles Wissenswerte rund um den Gebrauch unserer RECA Med Tampons für Stuhlinkontinenz und Blasenschwäche.

Telefon +49 (0) 911 740 66 20
freiheit@recamed.de
www.recamed.de
 Amalienstr. 70, 90763 Fürth

RECA Med
 Medical Care Products