

# **ALLEVYN SACRUM GR22X22**

## **ALLEVYN Sacrum groß 22x22 cm Wundverband haftend**

PZN: 15197936

Inhalt: 10 St

Hersteller: EurimPharm Arzneimittel GmbH

### **Zweckbestimmung**

Sekundäre Wundheilung oberflächlicher, granulierender Wunden, chronisch und akut exsudierender Wunden, Voll- und Spalthautwunden wie Dekubitus, Beingeschwüre, diabetische Fußgeschwüre, maligne Wunden, chirurgische Wunden, Verbrennungen ersten und zweiten Grades, Entnahmestellen und wuchernde Ulzera. ALLEVYN Adhesive kann in Verbindung mit INTRASITE-Gel für nekrotisierende und schmierig belegte Wunden verwendet werden. ALLEVYN Adhesive darf auf infizierten Wunden angewendet werden. Bei Anwendung auf infizierten Wunden sind diese gemäß lokalem Behandlungspfad zu behandeln.

### **Zusammensetzung**

ALLEVYN Adhesive ist eine moderne dreischichtige Wundaufgabe, die aus einem adsorbierenden, hydrozellulären Schaum besteht, der zwischen eine perforierte, haftende Wundkontaktschicht und eine wasserdichte, atmungsaktive Außenfolie eingebettet ist.