

CaligaLoc®

Stabilorthese zur Teilimmobilisierung des Sprunggelenks.

Hilfsmittelnummer:

alt 05.02.03.0005 neu 23.02.01.0003



Indikationen

- Konservative Behandlung des Knöchelbänderrisses
- Postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion
- Temporäre Stabilisationshilfe bei posttraumatischem Sinus-Tarsi-Syndrom und bei dekompensierter Instabilität des Subtalargelenks
- Permanente Stabilisationshilfe bei chronischer Instabilität des oberen und/oder unteren Sprunggelenks mit Gegenanzeigen zur Operation

Merkmale

- CaligaLoc® ist die konsequente Weiterentwicklung der bewährten MHH-Knöchelschiene.
- Das Stabilitätselement ist anatomisch geformt und kann bei Bedarf nachgeformt werden.
- Die Orthese ist rund um die Uhr einsetzbar, als Stützschiene in Konfektionsschuhen, als Nacht- und Lagerungsschiene ohne Schuhe.

Wirkweise

- Die Orthese stabilisiert antisupinatorisch.
- CaligaLoc® verhindert unphysiologische Stresssituationen für das obere Sprunggelenk und teilweise auch für das untere Sprunggelenk.
- Die integrierte pronatorische Anheftung führt zu einer Entlastung der Außenbänder.



Stütz- und Lagerungsschiene