

# LumboTrain®

## LumboTrain® Lady

Aktivbandage zur muskulären Stabilisierung der Lendenwirbelsäule.

### Hilfsmittelnummern:

#### LumboTrain®

alt 05.14.01.1001 neu 23.14.03.2011

#### LumboTrain® Lady

alt 05.14.01.3013 neu 23.14.03.2012



### Indikationen

- LWS-Syndrom (akut)
- Degeneration/Muskuläre Insuffizienz der WS (leicht)
- Diskektomie
- Konservativ nach Prolaps

### Merkmale

- Anatomisch formgestrickte Aktivbandage mit individueller Anpassung und hohem Tragekomfort.
- Komfortables und kraftsparendes Anlegen der Bandage durch praktische Handschlaufen.
- Erhöhte Luftdurchlässigkeit durch perforierten Verschluss.

### Wirkweise


- Die Aktivbandage bewirkt in Kombination mit der viscoelastischen Friktionspelotte eine Schmerzlinderung, sie hilft, Verspannungen zu lösen, und aktiviert über eine verbesserte Propriozeption die Muskelsteuerung.



LumboTrain® Lady



perforierter Verschluss mit Luftporen



Rückenpelotte