



# Dauerbinde® K/F

## Langzugbinde



Dauerbinde® F



Dauerbinde® K

### Anwendungsbereiche

- zur Ruhigstellung von Körperteilen
- zur Fixierung von Verbänden
- zur Kompression

### Eigenschaften

- griffige Gewebestruktur
- leicht anzulegen
- gute Anschließbarkeit
- mit Webkanten
- hautfarben

### Produktzusammensetzung

Dauerbinde K/Gelenkverband K:  
86 % Baumwolle, 7 % Polyamid,  
7 % Elasthan

Dauerbinde F/Gelenkverband F:  
82 % Baumwolle, 13 % Polyamid,  
5 % Elasthan

### Hinweise

- waschbar bei 30 °C
- sterilisierbar mit Wasserdampf (121 °C)
- aufgrund des hohen Ruhedrucks sollte der Verband nachts oder bei Ruhelage abgenommen werden

### Ausführungen

- Dauerbinde K/Gelenkverband K:
  - griffige Oberfläche
  - längselastisch (ca. 170 %)
- Dauerbinde F/Gelenkverband F:
  - feine Oberfläche
  - längselastisch (ca. 180 %)
- Gelenkverband K und F:
  - zum Stützen und Entlasten im Gelenkbereich

### Dauerbinde® K mit Verbandklammern

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
7 m (gedehnte Länge), einzeln in Faltschachtel				
6	22 000	026 054 0	1 / 100	EV
8	22 001	026 055 7	1 / 100	EV
10	22 002	026 056 3	1 / 100	EV
12	22 003	026 058 6	1 / 50	EV
20	22 004	026 059 2	1 / 20	EV
14 m (gedehnte Länge), einzeln eingeseigelt				
10	22 007	145 890 7	1 / 25	EV
12	22 008	145 891 3	1 / 25	EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15

# Dauerbinde® K/F

## Langzugbinde

### Dauerbinde® K

7 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern, lose im Karton

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
6	22 020	722 801 9	10 / 200	SSB, EV
8	22 021	722 802 5	10 / 180	SSB, EV
10	22 022	722 803 1	10 / 120	SSB, EV
12	22 023	722 804 8	10 / 100	SSB, EV
20	22 024	722 805 4	10 / 60	SSB, EV

### Gelenkverband K

3,5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern, einzeln in Faltschachtel

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
6	22 050	063 518 7	1 / 100	SSB, EV
8	22 051	063 519 3	1 / 100	SSB, EV
10	22 052	063 520 1	1 / 100	SSB, EV

### Dauerbinde® F

7 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
-------------	-----	-----	-----------	---------------------

einzeln in Faltschachtel

6	22 010	026 050 5	1 / 100	EV
8	22 011	026 051 1	1 / 100	EV
10	22 012	026 052 8	1 / 100	EV
12	22 013	026 053 4	1 / 50	EV

lose im Karton

6	22 025	722 806 0	10 / 160	SSB, EV
8	22 026	722 807 7	10 / 80	SSB, EV
10	22 027	722 808 3	10 / 120	SSB, EV
12	22 028	722 810 8	10 / 80	SSB, EV

### Gelenkverband F

3,5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern, einzeln in Faltschachtel

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
6	22 060	063 514 1	1 / 100	SSB, EV
8	22 061	063 515 8	1 / 100	SSB, EV
10	22 062	063 516 4	1 / 100	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15