

Cutimed® Cavity

Der hochabsorbierende Schaumverband speziell für tiefe Wunden.

Produkt

Cutimed® Cavity ist ein steriler, latexfreier Schaumverband aus 100 % hydrophilem Polyurethanschaum. Er ist weich, anpassungsfähig und schafft das ideale Milieu für die feuchte Wundheilung. Cutimed® Cavity zeichnet sich durch ein schnelles und hohes Absorptionsvermögen aus. Der nicht haftende Schaumverband reinigt die Wunde schnell und fördert dadurch die Wundheilung. Durch die längere Verweildauer von Cutimed® Cavity in der Wunde sind weniger Verbandwechsel erforderlich. Außerdem ist der Verbandwechsel durch die Feinporigkeit von Cutimed® Cavity schmerzfrei und atraumatisch. Während der Entnahme aus der Wunde bleibt Cutimed® Cavity stabil und lässt sich leicht und ohne Rückstände entfernen.

Cutimed® Cavity besteht aus 100 % Polyurethanschaum.



Sanfte Haftung und ausgezeichnete Absorption in einem.

Anwendung

Cutimed® Cavity eignet sich zur Behandlung sekundär heilender Wunden, wie z.B.:

- Dekubitus
- Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen
- tiefe Wundgebiete, z.B. beim Ulcus cruris venosum, bei diabetischem Ulkus, traumatischen Wunden und postoperativen Wunddehiszenzen

Anwendungsdauer: in Abhängigkeit vom Wundzustand (z.B. Exsudatmenge)

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
Schaumverband für tiefe Wunden				
7262100	6 cm x 5 cm	10	1/10	06080365
7262101	10 cm x 10 cm	10	1/10	06080371
7262103	15 cm x 15 cm	5	1/10	06080388

Cutimed® Ultra

Die spezielle Wundauflage für sehr große Exsudatmengen.

Produkt

Sehr stark bis übermäßig stark exsudierende Wunden stellen eine Herausforderung für das Exsudatmanagement und somit für die Pflege dar. Cutisorb® Ultra bietet mit seinen leistungsstarken Superabsorbentien die optimale Lösung. Sehr große Exsudatmengen werden schnell aufgenommen und im Saugkern sicher eingeschlossen. Cutisorb® Ultra – das Plus in der Versorgung, denn seltenere Verbandwechsel schonen den Patienten und das Budget.

Cutisorb® Ultra ist dünn, flexibel und reißfest. Die Kompresse verfügt über ein weiches Wundkontaktvlies, das ein Verkleben der Wundauflage mit der Wunde verhindert. Durch die sehr gute Bindungseigenschaft von Cutisorb® Ultra bleibt die Produktoberfläche stets trocken, die Feuchtigkeitsrisiko wird minimiert und die Wunde vor übermäßiger Feuchtigkeit geschützt. Das Risiko von Mazerationen wird verringert.

Cutisorb® Ultra Kompressen bestehen aus Cellulose mit Superabsorbentien.



Für sehr stark bis übermäßig stark exsudierende Wunden.

Anwendung

Cutisorb® Ultra eignet sich zur Behandlung sekundär heilender Wunden, wie z.B.:

- Dekubitus
- Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen
- tiefe Wundgebiete, z.B. beim Ulcus cruris venosum, bei diabetischem Ulkus, traumatischen Wunden und postoperativen Wunddehiszenzen

Anwendungsdauer: so lange sehr große Exsudatmengen auftreten

Produktname geändert in Cutimed Ultra, Inhalt fehlt noch !

Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Wundauflage	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
Kleinpackung					
7264400	10 cm x 10 cm	8 cm x 7 cm	5	1/60	04411042
7264401	20 cm x 10 cm	17 cm x 8 cm	5	1/84	04424323
7264402	20 cm x 20 cm	17 cm x 16 cm	5	1/56	04424346
7264403	30 cm x 20 cm	27 cm x 16 cm	5	1/28	04424352
Standardpackung					
7263900	10 cm x 10 cm	8 cm x 7 cm	20	1/14	01138806
7263901	20 cm x 10 cm	17 cm x 8 cm	20	1/21	01140447
7263902	20 cm x 20 cm	17 cm x 16 cm	20	1/14	01149514
7263903	30 cm x 20 cm	27 cm x 16 cm	20	1/7	01150055
Großpackung					
7264000	10 cm x 10 cm	8 cm x 7 cm	50	1/6	01242656
7264001	20 cm x 10 cm	17 cm x 8 cm	50	1/9	01252821
7264002	20 cm x 20 cm	17 cm x 16 cm	50	1/6	01259929
7264003	30 cm x 20 cm	27 cm x 16 cm	50	1/3	01259935

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur

