

Drainagen-, Katheter- und Kanülenfixierungen



IV3000°

Hochatmungsaktive, transparente Polyurethanfolie zur Kanülen- und Katheterfixierung – steril. MVTR von bis zu 14.000 g/m²/24 Stunden bei 37° C, das ist bis zu 8x höher als bei vergleichbaren transparenten Verbänden.¹

- Mit zwei Extrastreifen zur sicheren Fixierung der Kanülen und einem Dokumentationsetikett
- Bakterien- und Wasserundurchlässig
- Kontrolle der Punktionsstelle durch Transparenz der Folie möglich
- Sichere, dauerhafte Fixierung
- Feuchtigkeitsaktive Folie vermindert die Ansammlung von Feuchtigkeit

Nur auf gereinigter und trockener Haut verwenden. Zur Entfernung überdehnen Sie die Folie vorsichtig parallel zur Haut.

1. Testkonditionen: 37° +/- 1° C bei durchschnittlich 20% relativer Feuchtigkeit

Artikelnummer		Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
Mit 2 Fixierstreifen und 1 Dokumentationsetikett					
66004011 – geschlitzt		5,0 cm x 6,0 cm	00019399	2000 Stück (20 OP)	100 Stück
4007		6,0 cm x 7,0 cm	07478153	1800 Stück (18 OP)	100 Stück
4006 – geschlitzt		7,0 cm x 9,0 cm	07498902	2000 Stück (20 OP)	100 Stück
66004009 – geschlitzt		9,0 cm x 12,0 cm	00232615	500 Stück (10 OP)	50 Stück
4008		10,0 cm x 12,0 cm	07478176	400 Stück (8 OP)	50 Stück
66004005		10,0 cm x 12,0 cm	03412329	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66800512		11,0 cm x 14,0 cm	07776459	125 Stück (5 OP)	25 Stück
Window Frame, mit 2 Fixierstreifen und 1 Dokumentationsetikett					
59410082 – ohne Kanülenflügel mit Applikationsrahmen		6,0 cm x 7,0 cm	01346309	1000 Stück (10 OP)	100 Stück
59410882 – Zentralkanülen mit Applikationsrahmen		10,0 cm x 12,0 cm	01346315	200 Stück (4 OP)	50 Stück
Standard					
4924		6,0 cm x 8,5 cm	--	2000 Stück (20 OP)	100 Stück
4973		10,0 cm x 14,0 cm	--	200 Stück (4 OP)	50 Stück
4649		10,0 cm x 20,0 cm	00495450	200 Stück (4 OP)	50 Stück

Erstattungsfähig

IV3000 Applikationsbeispiel finden Sie auf Seite 56 | Weitere Applikationsbeispiele finden Sie unter: www.IV3000.de



APPLICA° I.V. 100

Vliesstoff-Kanülenfixierung mit integriertem Wundpad – steril

- Hautfreundlicher Acrylat-Kleber
- Einfach und rückstandsfrei entfernbar
- Atmungsaktiv
- Sichere Fixierung der gesamten Kanüle
- Zusätzliches Wundpad kann zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers genutzt werden

Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66047717	8,0 cm x 6,0 cm	04393798	400 Stück (8 OP)	50 Stück

Erstattungsfähig