

OP-Mundschutz mit Gummibändern 1 Stück

PZN 03315141 | Art. 1841

3-lagig mit Gummibändern - 1 Stück
Typ II R, EN 14683:2019+AC:2019

- Filtereffizienz in Höhe von >98%
- Latexfrei
- Nasenbügel für bequemen Tragekomfort
- Glasfaserfreies Filtermedium



Anwendungshinweise

1. Halten Sie die Maske an den Ohrschlaufen.

Der Nasenbügel zeigt nach oben und die farbige Seite des Mundschutzes vom Gesicht weg.
Platzieren Sie die Ohrschlaufen hinter den Ohren.

2. Biegen Sie den Drahtbügel so, dass er sich optimal an Ihre Gesichtsform anpasst, um das Austreten von Luft in diesem Bereich zu verhindern.

3. Ziehen Sie die Maske über Ihr Kinn, um Mund und Nase zu bedecken.

- Filtereffizienz in Höhe von >98%
- Latexfrei
- Nasenbügel für bequemen Tragekomfort
- Glasfaserfreies Filtermedium

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe
1 Stück, Anti-Fog

Produktinformationen

Abmessungen: 10,00 x 20,00 x 0,20 cm

Artikelgewicht: 0,002 kg

Gewicht mit Verpackung 0,00 kg

Inhalt/Menge: 1 St

UVP: 0,70 € inkl. MwSt

Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf
www.megadent.de

info@megadent.de
Tel +49 211 17754 0
Fax +49 211 17754 20