

NOVOFINE 31G 6MM PENNADEL

NOVOFINE Nadeln 31 G 6 mm

PZN: 19132483

Inhalt: 100 St

Hersteller: DiaAktiv GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

NovoFine® - Sterile Injektionsnadel Benutzen Sie die Injektionsnadeln entsprechend den Anweisungen Ihres Arztes oder medizinischen Fach- Personals bzw. wie in der Bedienungsanleitung Ihres Injektions-gerätes beschrieben. Überprüfen Sie die Sterilität: Das Papiersiegel und die äußere Nadelkappe müssen unversehrt sein. Benutzen Sie keine verbogene oder beschädigte Nadel. Entsorgen Sie die benutzten Nadeln und Nadelkappen sicher, z.B. in einer Nadelabwurfbox. ACHTUNG: Kleinteile von Kindern fernhalte. Für alle gängigen Injektionspens (außer OptiPen).