

RINGTUPFER DURCHM 5.00CM

RINGTUPFER Drm.5,00 cm

PZN: 06607677

Inhalt: 250 St

Hersteller: NOBAMED Paul Danz AG

Zweckbestimmung

Zur Herstellung der Mulltupfer wird Verbandmull verwendet. Die Mullzuschnitte werden unter Zuhilfenahme eines Silikonrings rund geschlungen. Die Tupfer müssen vor ihrer Verwendung auf offenen Wunden mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden.

Zusammensetzung

Baumwolle, Silikon