

## Chrisofix® - Fingerschiene



### Beschreibung

Die Chrisofix®- Fingerschiene hält und stützt die DIP- und PIP-Gelenke. Der jeweilige Gelenkwinkel ist einstellbar.

### Anwendungsgebiete

Die Chrisofix®- Fingerschiene wird bei Sehnen- und Kapselverletzungen der Fingergelenke verwendet.

Artikel	Art.nr.	Ref.nr.	Größe	Stückzahl	PZN
Fingerschiene Kinder	320000	101 123 104	Klein	1	9913877
	320006	101 123 304	Klein	10	1499295
	320001	102 123 104	Groß	1	9913860
	320005	102 123 304	Groß	10	1499510
Fingerschiene Erwachsene	320002	104 123 104	S	1	9913825
	320010	104 123 304	S	10	9913883
	320003	108 123 104	L	1	9913819
	320011	108 123 304	L	10	9913854
	320004	109 123 104	XL	1	9913831
	320012	109 123 304	XL	10	9913848