

Leukotape® classic

Die unelastische Klebebinde für funktionelle Verbände mit hoher Klebkraft.

Produkt

Die funktionelle Verbandstechnik mit unelastischen Pflastermaterialien kommt in vielen Bereichen der Prävention, Therapie und Rehabilitation von Verletzungen am Bewegungsapparat zum Einsatz. Leukotape® classic verfügt über eine hohe Klebkraft und ist wasserabweisend. Es ist besonders zugfest und unelastisch.

Die Kanten von Leukotape® classic haben einen Zackenschnitt. Mit einem kurzem Ruck lässt sich das Material sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung leicht einreißen. Das ermöglicht zügiges Arbeiten ohne Schere. Leukotape® classic hat ergonomisch abgerundete Kanten am Spulenkern, die ein gutes Abrollen ermöglichen.

Leukotape® classic besteht aus wasserabweisendem Baumwollgewebe, beschichtet mit einer Zinkoxid-Kautschuk-Klebmasse.



Besonders zugfest und unelastisch.

Anwendung

- für funktionelle Verbände bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken

Anwendungsdauer: kurzzeitig bis zu mehreren Tagen



Funktionelle Fußverbände lassen sich mit Leukotape® classic schnell und zuverlässig anlegen.

Lieferformen

Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Einzelrolle in Faltschachtel				
0220400	weiß	10 m x 2,00 cm	5/105	00499695
0220600	weiß	10 m x 3,75 cm	5/90	00499726
0220700	weiß	10 m x 5,00 cm	5/45	00499732
7618500	blau	10 m x 3,75 cm	5/90	00669453
7618700	rot	10 m x 3,75 cm	5/90	00669476
7618800	gelb	10 m x 3,75 cm	5/90	00669499
7618600	grün	10 m x 3,75 cm	5/90	00669482
0238000	schwarz	10 m x 3,75 cm	5/90	00885949
Einzelrolle lose im Karton				
0119100	weiß	10 m x 2,00 cm	12/72	00499755
0220500	weiß	10 m x 3,75 cm	12/120	00499749
0931800	blau	10 m x 3,75 cm	12/120	00669507
0931700	rot	10 m x 3,75 cm	12/120	00669513
0926300	gelb	10 m x 3,75 cm	12/120	00669536
0931900	grün	10 m x 3,75 cm	12/120	00669542
0238100	schwarz	10 m x 3,75 cm	12/48	00886162

LATEX Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.



Leukotape® K

Elastischer Klebeverband.

Produkt

Die Klebefläche hat sinusförmige Aussparungen, um die Luftzirkulation zu ermöglichen. Das Tape kann in der Regel mehrere Tage getragen werden.

Mit Leukotape® K bleibt die volle Beweglichkeit erhalten.

Leukotape® K besteht aus 97 % Baumwolle, 3 % Lycra und einem Acrylatkleber.



Anwendung

Anwendungsdauer: unter Berücksichtigung empfohlener Wechselintervalle einige Tage bis zu einer Woche



LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Farbe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
7297810	hautfarben	5 m x 2,5 cm	5/50	01907340
7297811	hautfarben	5 m x 5,0 cm	5/50	01907357
7297812	hautfarben	5 m x 7,5 cm	5/40	01907363
7297815	rot	5 m x 2,5 cm	5/50	01907386
7297816	rot	5 m x 5,0 cm	5/50	01907392
7297817	rot	5 m x 7,5 cm	5/40	01907400
7297820	blau	5 m x 2,5 cm	5/50	01907417
7297821	blau	5 m x 5,0 cm	5/50	01907423
7297822	blau	5 m x 7,5 cm	5/40	01907446
7297823	schwarz	5 m x 5,0 cm	5/50	06110184
7297824	hellblau	5 m x 5,0 cm	5/50	06110190
7297825	pink	5 m x 5,0 cm	5/50	06110178