

Omnifix® elastic

Das hautfreundliche Fixiervlies für eine komfortable, vollflächige Verbandfixierung

Charakteristik

Hypoallergenes Fixiervlies aus weißem Vliesstoff mit synthetischem Kautschuk-Kleber; besonders weich und anschmiegsam; in Querrichtung dehnbar; extrem luft- und wasserdampfdurchlässig; keine Mazeration, sicher haftend, schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen; strahlensterilisierbar, strahlenindifferent.



Anwendung

Zur vollflächigen Verbandabdeckung und Verbandfixierung in allen medizinischen Bereichen; ideal für Verbandfixierungen an Gelenken, runden und konischen Körperteilen; zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern usw.; bei Patienten mit empfindlicher Haut.



Omnifix elastic ermöglicht eine schnelle und sichere Vollflächenfixierung von Wundauflagen auch an schwierig zu verbindenden Körperstellen.

| | Packungs- inhalt | Artikel- Nummer | PZN | Vers.-Einh. Packungen |
|--|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|
| Omnifix® elastic 2 m lang, in Faltschachteln | | | | |
| 10 cm | 1 Rolle | 900 601 | 4377374 | 24 |
| Omnifix® elastic 10 m lang, in Faltschachteln | | | | |
| 2,5 cm | 2 Rollen | 900 606 | 1316515 | 60 |
| 5 cm | 1 Rolle | 900 602 | 0255579 | 60 |
| 10 cm | 1 Rolle | 900 603 | 0255585 | 32 |
| 15 cm | 1 Rolle | 900 604 | 0255616 | 20 |
| 20 cm | 1 Rolle | 900 605 | 0255622 | 16 |
| 30 cm | 1 Rolle | 900 607 | 1316509 | 10 |

Hydrofilm® roll

Der wasserdichte Folienverband zur transparenten Fixierung von Wundauflagen

Charakteristik

Wasserdichter Folienverband aus transparenter, atmungsaktiver Polyurethan-Folie, mit hypoallergenem Polyacrylat-Kleber; durch die Applikationsfolie einfach abzurollen und exakt zuzuschneiden; keine Mazeration, sicher haftend, schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen; strahlensterilisierbar, strahlenindifferent.



Anwendung

Zur vollflächigen, wasserdichten Verbandabdeckung und Verbandfixierung in allen medizinischen Bereichen, insbesondere wenn eine Beobachtung der Sekretaufnahme des Wundkissens erwünscht ist oder zur wasserdichten Verbandabdeckung z. B. beim Duschen; ideal für Verbandfixierungen an Gelenken, runden und konischen Körperteilen; zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern usw.; bei Patienten mit empfindlicher Haut.



Die transparente, dünne Folie von Hydrofilm roll lässt sich einfach applizieren und bietet sicheren Schutz vor Schmutz und Keimen.

| | Packungs- inhalt | Artikel- Nummer | PZN | Vers.-Einh. Packungen |
|---|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|
| Hydrofilm® roll 2 m lang, in Faltschachteln | | | | |
| 10 cm | 1 Rolle | 685 791 | 3536356 | 24 |
| Hydrofilm® roll 10 m lang, in Faltschachteln | | | | |
| 5 cm | 1 Rolle | 685 790 | 3535925 | 24 |
| 10 cm | 1 Rolle | 685 792 | 3536563 | 32 |
| 15 cm | 1 Rolle | 685 793 | 3537522 | 20 |