

SUPRASORB P SENS NB7.5X7.5

SUPRASORB P sensitive PU-Schaumv.non-bor.7,5x7,5

PZN: 17613652

Inhalt: 10 St

Hersteller: ACA Müller/ADAG Pharma AG

Zweckbestimmung

Bei leicht und mittel exsudierenden Wunden, oberflächlichen bis tiefen Wunden, nicht infizierten Wunden, wie Dekubitalulzera, Bein- und Fußulzera, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Hautentnahme- und empfängerstellen, Schürfwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades. Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenen/nekrotischen Wunden angewendet werden

Zusammensetzung

Silikon-Schaumverband besteht aus einer Silikon-Wundkontaktschicht, einer Polyurethan-Schaumschicht, sowie einer wasserdampfdurchlässigen und wasserdichten Folie