

GENTA-PROTEC 2.5X2.5X0.5CM

GENTA-PROTEC 0,5x2,5x2,5cm Kollagenschwamm resorb.

PZN: 18293267

Inhalt: 5 St

Hersteller: RESORBA Medical GmbH

Zweckbestimmung

GENTA-COLL resorb dient als resorbierbares Hämostyptikum zur unterstützenden Blutstillung bei kapillaren Blutungen aus parenchymatösem Gewebe und kann in Defekt- und anderen Wundhöhlen nach Weichteilabszessen des Sinus pilonidalis eingesetzt werden. GENTA-COLL resorb kann zur Blutstillung bei diffusen, kapillären, arterio-venösen oder arteriellen bzw. venösen Blutungen, flächenhaften Kapillarblutungen aus parenchymatösen Organen oder als unterstützende Maßnahme bei sonstigen Techniken der Blutstillung eingebracht werden. GENTA-COLL resorb kann auch in Kombination mit Fibrinklebern verwendet werden, auch wenn hierfür meist keine Notwendigkeit besteht.

Zusammensetzung

Kollagenschwamm mit antibiotischem Schutz - 1qcm Schwamm enthält: Kollagen aus Pferdesehnen 2,8mg, Gentamicinsulfat 2,0mg - entsprechend 1,10-1,43 mg Gentamicin