

## **GUARDIAN SENSOREN 4 (CGM)**

### **GUARDIAN Sensor 4 Glukosesensor CGM**

PZN: 18494764

Inhalt: 5 St

Hersteller: DiaAktiv GmbH & Co. KG

#### **Zweckbestimmung**

Einmal-Sensoren zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM), zur Verwendung mit den Systemen MiniMed 780G sowie den Transmittern Guardian Link 4 (Bluetooth). Guardian Sensor 4 wird mit Hilfe einer Einführhilfe (One-Press Serter) im Unterhautfettgewebe platziert. Dort misst der Sensor kontinuierlich die Glukose und sendet die Werte an den passenden Transmitter (Guardian Link 4) von Medtronic. Ohne diesen Transmitter können diese Sensoren nicht verwendet werden. Geeignete Tragestellen für den Sensor: Alter 7 bis 17 Jahre: Oberer Gesäßbereich, Rückseite des Oberarms  
Alter ab 18 Jahren: Rückseite des Oberarms und Bauch  
Notwendigkeit der Kalibrierung entfällt\* und das Treffen von Therapieentscheidungen wird auf der Basis von Gewebsglukosewerten ermöglicht.  
Lagerung der Sensoren: Zwischen 2°C und 27°C.