

Patienteninformation
bitte sorgfältig lesen!

Rhinodoron®



WELEDA

Nasenspray mit Aloe vera

Rhinodoron® ist mit einem speziellen Spraysystem versehen, wodurch auf Konservierungsmittel verzichtet werden kann. Ein spezielles Ventil- und Filtersystem verhindert sicher, dass eine mikrobielle Verunreinigung des Flascheninhalts durch das Nasensekret oder nachströmende Luft stattfindet. Dies garantiert auch bei längerem Gebrauch stets eine hygienische Anwendung.

Was ist Rhinodoron® und wann wird es angewendet?

Rhinodoron enthält Aloe vera in einer physiologischen Salzlösung, das bedeutet, der Salzgehalt ist an die menschlichen Körperflüssigkeiten angepasst. Hierdurch wird die Lösung von den Schleimhäuten sehr gut vertragen.

Rhinodoron eignet sich zur Befeuchtung, Reinigung und Pflege der Nasenhöhlen, insbesondere bei trockener und gereizter Nasenschleimhaut und bei Krustenbildung. Es unterstützt die Regeneration der Nasenschleimhaut und fördert die Ausheilung bei Krustenbildung.

Rhinodoron kann auch vorbeugend angewendet werden zur Pflege der Nase, z.B. bei trockener Luft in Wohnungen oder Büros oder als begleitende Maßnahme bei Schnupfen oder in der Heuschnupfen-Saison, wenn die Nasenschleimhäute gereizt sind.

Rhinodoron ist auch angezeigt für die Pflege der Nasenschleimhaut bei Säuglingen, die sich nicht selber die Nase schnäuzen können. Rhinodoron ist für Langzeitanwendung geeignet.

Wann darf Rhinodoron® nicht angewendet werden?

Nach Nasenoperationen und Unfällen im Nasenbereich sowie bei Überempfindlichkeit gegen Aloe vera soll Rhinodoron® nicht angewendet werden.

Wann ist bei der Anwendung von Rhinodoron® Vorsicht geboten?

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie an Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Medikamente (auch selbst gekaufte) anwenden.

Was ist in Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten?

Rhinodoron® darf in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Wie verwenden Sie Rhinodoron®?

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren: 2 - 6 mal täglich 1 - 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch.

Säuglinge und Kleinkinder bis zu 6 Jahren: 2 - 6 mal täglich 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch.

Bei der Anwendung gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Putzen Sie die Nase sorgfältig und gründlich.
2. Entfernen Sie die Schutzkappe.
3. Halten Sie das Nasenspray senkrecht und drücken Sie mehrmals auf den Sprühkopf, bis ein Sprühnebel austritt (beim erstmaligem Gebrauch) (siehe Abbildung 1).



Abb. 1

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren: Neigen Sie den Kopf zur Seite und führen Sie den Sprühkopf in ein Nasenloch ein. Halten Sie die Flasche dabei senkrecht. Sprühen Sie tief ins Nasenloch, indem Sie den Sprühkopf einmal nach unten drücken. Es empfiehlt sich, gleichzeitig durch die Nase einzuatmen und die andere Nasenöffnung zuzuhalten (siehe Abbildung 2).



Abb. 2

Säuglinge und Kleinkinder bis zu 6 Jahren: Legen Sie das Kind hin und neigen Sie seinen Kopf zur Seite. Sprühen Sie ins Nasenloch, indem Sie den Sprühkopf einmal nach unten drücken. Bei Säuglingen ist der Sprühkopf sanft zu betätigen, damit der Sprühstoß nicht zuviel Druck auf die noch zarten Nasenschleimhäute ausübt.

4. Die Anwendung beim anderen Nasenloch wiederholen.
5. Wischen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung ab und setzen Sie die Schutzkappe sofort wieder auf.

Aus hygienischen Gründen sollten Sie das Nasenspray nie anderen Patienten ausleihen.

Ziehen Sie den Sprühaufsatz nicht von der Flasche ab. Falls die Sprühfunktion kurzfristig beeinträchtigt sein sollte (z.B. durch nicht senkrechte Stellung des Nasensprays), betätigen Sie den Pumpmechanismus mehrmals in senkrechter Stellung, bis der Sprühnebel wieder austritt.

Welche Nebenwirkungen kann Rhinodoron® haben?

Keine bekannt

Was ist ferner zu beachten?

Rhinodoron® sollte unerreichbar für Kinder aufbewahrt werden.

Aus technischen Gründen ist eine vollständige Entleerung der Flasche nicht möglich. Das verbleibende Restvolumen wird jedoch bei der Füllmenge berücksichtigt.

Bewahren Sie die Flasche stets stehend auf, damit die spontane Funktion des Sprühkopfes sichergestellt ist. Rhinodoron® darf nur bis zu dem auf dem Behälter und der Faltschachtel angegebenen Verwendbarkeitsdatum (siehe Sanduhr-Symbol) verwendet werden.

Was ist in Rhinodoron® enthalten?

1 g isotone Lösung enthält: 5 mg Natriumchlorid, 5 mg Kaliumchlorid, 5 mg Aloe vera Gel, Wasser für Injektionszwecke.

Wo erhalten Sie Rhinodoron® und in welchen Packungsgrößen?

Erhältlich in Apotheken ohne ärztliches Rezept.

20 ml Lösung.



Hersteller: **WELEDA AG**, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Vertrieb in Österreich: WELEDA A- 1220 Wien

Stand der Information: April 2010