

ADAPTIC TOUCH SILIK 7.6X5

ADAPTIC Touch 5x7,6 cm nichthaft.Sil.Wundauflage

PZN: 12448450

Inhalt: 10 St

Hersteller: Kohlpharma GmbH

Zweckbestimmung

Die ADAPTIC TOUCH Nichthaftende Silikon-Wundkontaktauflage ist angezeigt zur Behandlung von trockenen bis stark nässenden oberflächlichen und tiefen chronischen Wunden wie z.B.Venösen Ulzera (Ulcus cruris venosum) Druckgeschwüren (Dekubitalulzera) Diabetischen Geschwüren Traumatischen und chirurgischen Wunden Transplantatentnahmestellen Verbrennungen ersten und zweiten Grades Ist unter ärztlicher Aufsicht außerdem geeignet zur Anwendung in Verbindung mit einer Unterdruck-Wundtherapie (NPWT).

Zusammensetzung

Die ADAPTIC TOUCH Nichthaftende Silikon-Wundkontaktauflage ist eine flexible Wundauflage mit einer offenen Netzstruktur, die nicht am Wundgrund haften bleibt. Sie besteht aus Cellulose-Acetat, das mit einer weichen Silikonschicht überzogen ist, und wurde gezielt entwickelt, um ein Verrutschen der Wundauflage zu verhindern und einen atraumatischen Verbandwechsel zu gewährleisten.