

15190880

Fixomull® skin sensitive, Vollflächige Fixierung für die Sekundärfixierung, 10 cm x 2 m

Fixomull® skin sensitive von Leukoplast® – Verbandfixierung

Fixomull® skin sensitive von Leukoplast®, Vollflächige Fixierung von Wundauflagen oder für die Sekundärfixierung, schmerzarme Entfernung, atmungsaktive Oberfläche, besonders flexibel. Dank der Leukoplast skin sensitive Technologie, welche einen sanften Silikonanstrich beinhaltet, ist das Produkt besonders für Patienten mit fragiler Haut, wie ältere Patienten oder Säuglingen, geeignet.

Produkteigenschaften von Fixomull skin sensitive auf einen Blick

- Sanfte Fixierung: sicher, aber sanft zu fragiler oder bereits geschädigter Haut
- Mehrfach repositionierbar: behält die Haftkraft auch bei mehrmaligem Nachjustieren
- Sanftes Entfernen: Schmerzarme Entfernung
- Vollflächige Fixierung: für große und kleine Wunden
- Geringes Allergiepotehtial: Spezielle Materialien zur Vermeidung allergischer Reaktionen
- Größe: 10 cm x 2 m

Applikation

Fixomull skin sensitive ist eine vollflächige Fixierung für fragile oder bereits geschädigte Haut

1. Schneiden Sie die benötigte Größe zu
2. Entfernen Sie die erste Trägerfolie
3. Applizieren Sie diese und entfernen Sie auch die zweite Trägerfolie