

# **ADAPTIC TOUCH SILIK 7.6X11**

## **ADAPTIC Touch 7,6x11 cm nichthaft.Sil.Wundauflage**

PZN: 12448444

Inhalt: 10 St

Hersteller: Kohlpharma GmbH

### **Zweckbestimmung**

Die ADAPTIC TOUCH Nichthaftende Silikon-Wundkontaktauflage ist angezeigt zur Behandlung von trockenen bis stark nässenden oberflächlichen und tiefen chronischen Wunden wie z.B.Venösen Ulzera (Ulcus cruris venosum) Druckgeschwüren (Dekubitalulzera) Diabetischen Geschwüren Traumatischen und chirurgischen Wunden Transplantatentnahmestellen Verbrennungen ersten und zweiten Grades Ist unter ärztlicher Aufsicht außerdem geeignet zur Anwendung in Verbindung mit einer Unterdruck-Wundtherapie (NPWT).

### **Zusammensetzung**

Die ADAPTIC TOUCH Nichthaftende Silikon-Wundkontaktauflage ist eine flexible Wundauflage mit einer offenen Netzstruktur, die nicht am Wundgrund haften bleibt. Sie besteht aus Cellulose-Acetat, das mit einer weichen Silikonschicht überzogen ist, und wurde gezielt entwickelt, um ein Verrutschen der Wundauflage zu verhindern und einen atraumatischen Verbandwechsel zu gewährleisten.