

## Leukopor®

Das sanfte Pflaster für die besonders empfindliche Haut.

### Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukopor® ist ein strahlenindifferentes, leicht von Hand reißbares, weißes Fixierpflaster, das auf Grund seiner Hautfreundlichkeit für extrem empfindliche Haut geeignet ist. Es passt sich auch konturierten Körperpartien gut an. Leukopor® ist wasserabweisend und verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft. Es ist luft- und wasserdampfdurchlässig und neutral gegenüber Kunststoff und Gummi.

Leukopor® besteht aus einem Träger aus Polyester-viskosevlies, beschichtet mit Polyacrylatklebmasse.



Leukopor® für die sensible Babyhaut und für die empfindliche ältere Haut.



Leukopor® eignet sich hervorragend für Patienten mit empfindlicher, sensibler Haut oder für Dauerverbände.

### Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
- Fixierung von Elektroden und sonstigen Messelementen

### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
im Schutzring			
0247100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	01698793
0247200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	01698801
0247400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	01698818
Anstaltspackung ohne Schutzring			
0248100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	04593563
0248200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	04593586
0248400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	04593592
Anstaltspackung auf Kunststoffkern			
0245300	9,2 m x 1,25 cm	24/240	04593600
0245400	9,2 m x 2,50 cm	12/120	04593617
0245500	9,2 m x 5,00 cm	6/60	04593623

**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur



## Leukofix®

Das transparente Pflaster für schnelle Fixierungen.

### Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Immer wenn es besonders schnell gehen muss, z.B. im Notfall oder auf der Intensivstation, ist Leukofix® das Fixierpflaster der Wahl.

Leukofix® ist ein strahlenindifferentes, hautfreundliches, transparentes Fixierpflaster. Es ist gut anschmiegsam und sehr leicht quer, längs und in der Mitte reißbar. Leukofix® verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft und ist luft- und wasserdampfdurchlässig.

Leukofix® besteht aus einem Träger aus perforierter Polyethylenfolie, beschichtet mit Polyacrylatklebmasse.



Leukofix® ist perforiert, dadurch lässt es sich auch in der Mitte sehr leicht einreißen.



Sehr leicht reißbar, aus perforierter Folie, gut verträglich.

### Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
- Fixierung von Kanülen
- Fixierung von Sonden und Kathetern

### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
im Schutzring			
0212100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	01698586
0212200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	01698592
0212400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	01698600
Anstaltspackung ohne Schutzring			
0213100	5,0 m x 1,25 cm	24/240	04593379
0213200	5,0 m x 2,50 cm	12/120	04593385
0213400	5,0 m x 5,00 cm	6/60	04593391
Anstaltspackung auf Kunststoffkern			
0213600	9,2 m x 1,25 cm	24/240	04593416
0213700	9,2 m x 2,50 cm	12/120	04593422
0213800	9,2 m x 5,00 cm	6/60	04593439

**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur

