

CHOLESTERIN TTR MISSIO3IN1

MISSION 3in1 Cholesterin Teststreifen

PZN: 16513291

Inhalt: 25 St

Hersteller: Swiss Point Of Care B.V.

Zweckbestimmung

Die Mission Cholesterin-Teststreifen werden mit dem Mission Cholesterin-Messgerät angewendet, um die Lipidkonzentration in Vollblut, Plasma oder Serum zu messen. Zum Einsatz in Klinik oder Arztpraxis oder zum Selbsttest mit Blut aus der Fingerkuppe. Das 3-1-Lipid-Panel dient zur Messung der Konzentrationen von Gesamtcholesterin (CHOL), HDL-Cholesterin (HDL) und Triglyceriden (TRIG). Außerdem dient es zur Berechnung von LDL-, CHOL/HDL- und KHK-Werten. Hinweis: Die Funktion zur KHK-Berechnung ist ausschließlich für den Gebrauch in Klinik und Arztpraxis vorgesehen. Weitere Informationen siehe die Gebrauchsanweisung zum Mission Cholesterin-Bestimmungssystem. Mit drei separaten Teststreifen können die Konzentrationen von CHOL, HDL und TRIG einzeln gemessen werden. Lipidmessungen werden in der Diagnostik und Therapie atherosklerotischer koronarer Herzerkrankungen sowie in der Diagnostik von Lipid- und Lipoprotein-Stoffwechselstörungen angewendet.

Zusammensetzung

25x Cholesterin-Teststreifen zur Verwendung in Mission 3-in-1-Cholesterinmessgerät