

CHIPS FUER MICROINR CONFIT

MICROINR Confital Chips

PZN: 17302774

Inhalt: 1X25 St

Hersteller: HITADO GmbH

Zweckbestimmung

Das microINR-System ist zur Überwachung der oralen Antikoagulationstherapie (OAT) mit Vitamin-K-Antagonisten vorgesehen. Das microINR-System bestimmt die quantitative Prothrombinzeit (PT) in INR-Einheiten (International Normalized Ratio) anhand frischen, aus der Fingerkuppe entnommenen Kapillarblutes. Das microINR-System ist ein medizinisches Gerät zur in-vitro-Diagnose, das sich sowohl zum professionellen Einsatz als auch zur Selbstkontrolle eignet.

Zusammensetzung

Einweg-Chips für den einmaligen Gebrauch. Messbereich: 0,8-8,0 INR. Probenvolumen: mindestens 3µl. Umgebungsbedingungen für den Test: - Temperatur: 15 Grad Celsius - 35 Grad Celsius. - Höchste, relative Luftfeuchtigkeit: 80%.