

Desinfektion & Hygiene

Instrumente

Instrumentendesinfektion



Helipur®

Desinfektion und Reinigung von thermostabilen Instrumenten

- Hochwirksames flüssiges Desinfektionsmittel-Konzentrat mit hoher selbsttätiger Reinigungskraft
- Geeignet für alle Instrumente und Geräte aus Metall, Glas und Keramik
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA und TbB) und Pilze
- Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV und HIV) und wirksam gegen Adeno- und Vacciniaviren
- Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsgang; kontaminierte Instrumente werden direkt in die Gebrauchslösung eingelegt, manuelle Vor- und Nachreinigung ist nicht erforderlich
- Wirtschaftlich in der Anwendung (DGHM/VAH): 1,5 % bei 60 Minuten
- Ultraschallbad geeignet
- Bis zu 14 Tage Standzeit (unbelastete Lösung)

Volumen	Behälter	Artikel-Nr.	Verkaufseinheit
100 ml	Flasche	3891046	20 ST



Helipur® H plus N

Desinfektion von thermolabilen Materialien

- Flüssiges Konzentrat mit angenehmen Duft, auf Aldehydbasis
- Schonende Aufbereitung von flexiblen Endoskopen, Anästhesie-Zubehör und anderen thermolabilen Materialien
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA und TbB), Sporen und Pilze
- Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid
- Sehr wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentration (DGHM/VAH): 1 % / 30 Minuten, 1,5 % / 15 Minuten
- Im Ultraschallbad einsetzbar
- Formaldehydfrei
- Bis zu 14 Tage Standzeit (unbelastete Lösung)

Volumen	Behälter	Artikel-Nr.	Verkaufseinheit
100 ml	Flasche	3892190	20 ST
1.000 ml	Dosierflasche	3891950	10 ST
5 Liter	Kanister	3892212	1 ST