

SUPRASORB P SE HEB23.5X25

SUPRASORB P sensitive PU-Schaumv.heel bor.23,5x25

PZN: 17615384

Inhalt: 10 St

Hersteller: ACA Müller/ADAG Pharma AG

Zweckbestimmung

Bei mittel exsudierenden Wunden, oberflächlichen bis tiefen Wunden, nicht infizierten Wunden, wie z.B. Dekubitus, Ulcera, Verbrennungen 2. Grades, Spalthautentnahmestellen, postoperative Wunden, Hautentnahme- und empfängerstellen, Schürfwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades. Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenen/nekrotischen Wunden angewendet werden

Zusammensetzung

Silikon-Schaumverband besteht aus einer Silikon-Wundkontaktschicht, einer Polyurethan-Schaumschicht, sowie einer wasserdampfdurchlässigen und wasserdichten Folie