

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed® – Black LX



#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt- beschreibung:

Product Description:

Einmal-Untersuchungshandschuh aus dünnem Latex, schwarz, glatte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of thin latex, black, smooth surface, non sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

#### Haupteinsatzgebiet:

Main application area:

Geeignet für den Einsatz in Hotel, Gastronomie, Catering, Friseur-, Tattoo- und Piercingstudios.

Suitable for the use in hotels, gastronomy, catering, hair salons, tattoo and piercing studios.

#### Ausführungen:

Sizes:

#### Black LX, unsteril/non sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Latexhandschuh/ Latex gloves	S	schwarz/black	● 100 Stk./pcs.	74446	4046153030743	07796255	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	M	schwarz/black	● 100 Stk./pcs.	74447	4046153030767	07796261	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	L	schwarz/black	● 100 Stk./pcs.	74448	4046153030781	07796278	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	XL	schwarz/black	● 100 Stk./pcs.	174449	4046153030804	07796284	10

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN ISO 374 - 1, 2, 3, 4, 5; EN 420; CAT III; ASTM D6319

Verordnung (EU) 2016/425 / Regulation (EU) 2016/425; AQL 1,5

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE-Marking on each packaging level

CE-Klassifizierung: Klasse I / CE-Classification: Class I

Schutzhandschuh nach der Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EN 2016/425) Kategorie III. /

Protective glove according to the regulation for personal protective equipment

(EN 2016/425) category III.

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

#### Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Ageing	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
S	240	85 ± 5	0,09 ± 0,01	0,11 ± 0,01	0,14 ± 0,01	mind. 6 N	mind. 650 %
M	240	95 ± 5	0,09 ± 0,01	0,11 ± 0,01	0,14 ± 0,01	Nach Alterung / After Ageing	
L	240	105 ± 5	0,09 ± 0,01	0,11 ± 0,01	0,14 ± 0,01	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XL	240	115 ± 5	0,09 ± 0,01	0,11 ± 0,01	0,14 ± 0,01	mind. 6 N	mind. 500 %

Proteingehalt / Protein content: < 50,0 µg/g - Messmethode / Measurement method:

Lowry modifiziert (EN 455-3) / Lowry modified (EN 455-3)

#### Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)  
Further informations about the symbols on our homepage [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)