

# **PRONTOSAN WOUND GEL X**

## **PRONTOSAN Wound Gel X**

PZN: 13914747

Inhalt: 250 g

Hersteller: EurimPharm Arzneimittel GmbH

### **Zweckbestimmung**

Zur Reinigung, Befeuchtung und Dekontamination von: a) akuten infizierten und nicht infizierten Wunden: traumatische Wunden wie z.B. Risswunden, Schürfwunden oder Stichwunden (falls ein Nahtverschluss indiziert ist, soll Prontosan® Wound Gel nach dem chirurgischen Eingriff verwendet werden.) b) chronischen infizierten und nicht infizierten Wunden (vor allem schwer zugängliche Wunden mit Taschenbildung), inkl. arterielle und venöse Ulzera, diabetische Ulzera, Druckulzera. c) postoperativen Wunden. d) durch Hitze, chemische Substanzen und nach Strahlentherapie auftretenden Verbrennungen (1. und 2. Grades).

### **Zusammensetzung**

Gereinigtes Wasser, Glycerol, Hydroxyethylcellulose, 0,1 % Betain-Tensid, 0,1 % Polyaminopropylbiguanid (Polihexanid).