

HARTMANN Tamponadebinden

Die Tamponade aus reiner Baumwolle

Charakteristik

Aus reiner Baumwolle, DIN 61635-TB, 24fädig, mit gewebten Kanten; erhältlich in verschiedenen Breiten zu 5 m Länge, steril sowie unsteril.



Anwendung

Zum Tamponieren natürlicher Körperhöhlen.



Die DIN-Tamponadebinde ist ein webkantiges Band aus Baumwolle ohne Zusatzstoffe.

| | Packungs- inhalt | Artikel- Nummer | PZN | Vers.-Einh. Packungen |
|--|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|
| HARTMANN Tamponadebinden steril, 5 m lang, einzeln in Dosen | | | | |
| 1 cm | 1 Binde | 370 800 | 1002981 | 76 |
| 2 cm | 1 Binde | 370 801 | 1002998 | 76 |
| HARTMANN Tamponadebinden unsteril, 5m lang | | | | |
| 1 cm | 10 Binden | 370 610 | 1902472 | 50 |
| 2 cm | 10 Binden | 370 611 | 1902489 | 25 |
| 5 cm | 10 Binden | 370 614 | 1902495 | 10 |

Tampograss®

Die Salbentamponade für gewebeschonendes Tamponieren

Charakteristik

Salbentamponaden aus 24fädigen Tamponadebinden, imprägniert mit einer indifferenten Salbenmasse; weich und geschmeidig; weitgehend minimiertes Verklebungsrisiko, lassen sich deshalb ohne Irritation der Wundflächen entfernen.



Anwendung

Zur Tamponade nach Gefäßverödungen in der Nase, bei starkem Nasenbluten, nach Verletzungen der Nase, nach Nasenseptumkorrekturen, nach in der Abheilungsphase befindlichen akuten und chronischen eitrigen Mittelohrentzündungen, bei Nebenhöhlenentzündungen; eine indikationsbezogene Kombination mit Antibiotika oder Lokaltherapeutika ist jederzeit möglich.



Durch die Salbenimprägnierung verklebt Tampograss nicht mit den Wundflächen und lässt sich deshalb gewebeschonend wieder entfernen.

| | Packungs- inhalt | Artikel- Nummer | PZN | Vers.-Einh. Packungen |
|---|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|
| Tampograss® steril, einzeln in Dosen, 5 m lang | | | | |
| 2 cm | 1 Dose | 230 760 | 3567724 | 20 |
| 4 cm | 1 Dose | 230 765 | 3567730 | 20 |