

Augenmaske - Gelmaske

PZN 06060368 | Art. 1810

- Perfekt für Entspannung nach einem langen Tag
- Kann kalt und warm angewendet werden



Die Gel-Augenmaske passt sich Ihren Gesichtszügen an und kann sowohl kalt als auch warm genutzt werden. In kaltem Zustand hilft sie bei der Linderung von Kopfschmerzen, Migräne und Entzündungen. In warmer Anwendung fördert sie die Durchblutung und entspannt den Augenbereich. Dank ihres praktischen Formats ist die Maske jederzeit und überall einsetzbar, sei es zu Hause, bei der Arbeit oder beim Schlafen.

Für Kälteanwendung: Mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank legen

Für Wärmeanwendung: 5 Minuten in heißes, nicht kochendes Wasser legen

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe

Blau

Produktinformationen

Abmessungen: 0,30 x 8,50 x 26,50 cm

Artikelgewicht: 0,050 kg

Gewicht mit Verpackung 0,05 kg

Inhalt/Menge: 1 St

UVP: 4,89 € inkl. MwSt



Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf
www.megadent.de

info@megadent.de
Tel +49 211 17754 0
Fax +49 211 17754 20