

## **SUPRASORB P SAC 18X20.5 ST**

### **SUPRASORB P PU-Schaumv.selbstkl.sacrum 18x20,5 cm**

PZN: 18001158

Inhalt: 5 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

#### **Zweckbestimmung**

Der SUPRASORB® P non-adhesive PU-Schaumverband kann für die Versorgung aller Wunden eingesetzt werden, sofern sie mittel exsudierend und oberflächlich sind, z.B. Ulcera oder Dekubiti.

#### **Zusammensetzung**

Der SUPRASORB® P non-adhesive PU-Schaumverband besteht aus: - Polyurethan-Schaumschicht, weiß - Polyurethanfilm (Trägerschicht), hautfarben - perforierte Polyurethanfolie (Wundkontaktschicht), transparent - Schmelzklebenetz aus Copolyamid - Polyacrylatklebstof