

LumboLoc® Forte

Stabilorthese zur Optimierung der Wirbelsäulenstatik und Entlastung der LWS.

Hilfsmittelnummer:
23.14.02.0006



Indikationen

- Degeneration/Muskuläre Insuffizienz der WS (schwer)
- Spondylolyse/Spondylolisthese
- LWS-Syndrom

Merkmale


- Anatomisch formgestrickte Stabilorthese gewährleistet individuelle Anformung und hohen Tragekomfort.
- Komfortables und kraftsparendes Anlegen der Orthese durch praktische Fingertaschen und LPT-Zuggurtsystem (Low Power Tension) am Funktionsgurt.

Wirkweise

- Dorsal eingebrachte und anatomisch vorgeformte Korsettstäbe unterstützen die anatomisch korrekte Haltung im Bereich der Lendenwirbelsäule und erlauben eine problemlose individuelle Anformung.
- Durch die individuell einstellbare Kompression des Bauchraums wird die Lendenwirbelsäule entlastet.
- Der verstellbare Funktionsgurt erlaubt eine individuelle Anpassung der Kräfteinleitung bezüglich der Höhe und der Intensität und unterstützt die Wirkung der Pelotte.
- Eine in der korrekten anatomischen Position adaptierbare Rückenpelotte bewirkt eine kontinuierliche flächige Massage der Rückenmuskulatur (Lenden- oder Kreuzbeinpelotte). Die Stabilorthese bildet mit der Pelotte eine funktionale Einheit.



kraftsparendes LPT-Zuggurtsystem



Kreuzbeinpelotte



Lendenpelotte