



Schilddrüse (TSH) Selbsttest



EAN / PZN
4260688640141 /
18783149



Stück
1 Tests






VPE/Karton
456 VPE




In Deutschland leiden ungefähr **5 von 100 Menschen an einer Schilddrüsenunterfunktion** und dabei insbesondere Frauen und ältere Menschen. Wenn Sie bei sich selbst anhaltende und immer stärker werdende Beschwerden oder Symptome wie **Müdigkeit, Antriebsschwäche, Gewichtszunahme, Kälteempfindlichkeit, Konzentrationsschwierigkeit sowie trockene Haut und brüchiges Haar** feststellen, könnte das mit einer Unterfunktion Ihrer Schilddrüse zusammenhängen.

Dafür bietet sich unser Schnelltest bzw. Selbsttest für zuhause an, mit dem Sie Informationen über die Konzentration des Hormons TSH im Blut ermitteln können. Sollte beim Test ein erhöhter Wert festgestellt werden, deutet das meist auf eine Schilddrüsenunterfunktion hin, die von einem Arzt überprüft werden sollte.

Anwendung



Auswertung



Videoanleitung

Vorteile

- **Genauigkeit:** Für unseren Schnelltest wurde eine interne Studie mit insgesamt 220 Vollblutproben durchgeführt, deren Bewertung anschließend mit den Ergebnissen des antikörperbasierten Nachweisverfahrens ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assays) verglichen wurde. Demnach bieten unsere Selbsttests für zuhause eine **Genauigkeit von 98,2 %** und sind damit sehr zuverlässig.
- **Selbst durchführbar:** Unser Schilddrüsen Selbsttest ist darauf ausgelegt, dass auch Menschen ohne medizinische Erfahrung ihn einfach durchführen können. Dafür steht in jeder Packungsbeilage eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Anweisungen zur Durchführung.
- **Schnelles Ergebnis:** Nachdem Sie den Test selbst durchgeführt haben, müssen Sie lediglich 10 Minuten warten, bis die Kassette ein zuverlässiges Ergebnis aufzeigt und damit eine Auskunft über ihren TSH-Wert im Blut gibt. Zusätzlich ist ein Kontrollverfahren in dem Schnelltest integriert. Dabei bestätigt die farbige Linie im Kontrollbereich (C) ein ausreichendes Probenvolumen und eine korrekte Prozedurtechnik.

Packungsinhalt

- Testkassette
- 2x Pipette
- 2x Lanzette
- Pufferlösung
- Desinfektionstuch
- Pflaster
- Packungsbeilage