

## **CUTIMED SORBACT SAUGK10X20**

### **CUTIMED Sorbact Saugkompressen 10x20 cm**

PZN: 07347161

Inhalt: 24 St

Hersteller: BSN medical GmbH

#### **Zweckbestimmung**

Bakterienbindende Saugkompressen kann bei jeder Art von kontaminierten, kolonisierten oder infizierten Wunden unterschiedlichster Genese eingesetzt werden, wie z.B. bei: chronischen Wunden wie venösen, arteriellen und diabetischen Ulzera sowie Druckgeschwüren Wunden nach Exzision von Fisteln und kavitösen Abszessen post-operativen Wunddehiszenzen traumatischen Wunden  
Anwendungsdauer: abhängig von der Indikation, max. drei Tage

#### **Zusammensetzung**

Bakterienbindende Saugkompress, 10x20cm