

EROGEN - X

Gel 200ml



Artikelname	EROGEN - X
Marke	EROGEN®
Verkehrsbezeichnung	Gel für die Haut
Artikelnummer	4-260674-860898 EAN
PZN Deutschland	18682477

Zutaten und weitere Deklarationsangaben	Aqua, Hydroxypropylcellulose, Glycerin, Allantoin, EDTA, Sharomix EG 10
Produktbeschreibung	Dieses Gel dient zur Befeuchtung des Penis. Dadurch wird die Reibung bei intimen und sexuellen Aktivitäten erleichtert und die natürliche Befeuchtung unterstützt.
Anwendung	Tragen sie so viel Gel auf die gewünschten Körperteile auf, wie sie für eine angenehme Verwendung benötigen und wiederholen sie dies so oft sie wollen. Testen sie das Gel auf individuelle allergische Reaktionen, indem sie ein wenig davon an der Innenseite ihres Unterarms einmassieren und einige Minuten warten. Stoppen sie die Anwendung bei einer allergischen Reaktion. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
WARNHINWEISE	Keine
Hinweise / Lagerung	Kühl, trocken und dunkel aufbewahren. Nach dem Öffnen innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen. Mindestens haltbar bis: Siehe Verpackung/Spender
Verpackungsgröße	Inhalt: 200 ml
Hersteller	Made in Poland for IncHealth GmbH, Sonnenbergstrasse 9, CH-6052 Hergiswil, Switzerland
Inverkehrbringer	focusconcept GmbH, Crellestraße 29 – 30, D-10827 Berlin

<p>Etikett / Original</p> <p>Dieses Gel dient zur Befeuchtung des Penis. Dadurch wird die Reibung bei intimen und sexuellen Aktivitäten erleichtert und die natürliche Befeuchtung unterstützt. Gebrauchsanweisung: Tragen sie soviel Gel auf die gewünschten Körperteile auf, wie sie für eine angenehme Verwendung benötigen und wiederholen sie dies so oft sie wollen. Testen sie das Gel auf individuelle allergische Reaktionen, indem sie ein wenig davon an der Innenseite ihres Unterarms einmassieren und einige Minuten warten. Stoppen sie die Anwendung bei einer allergischen Reaktion. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl, trocken und dunkel aufbewahren. Nach dem Öffnen innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen. Mindestens haltbar bis: Siehe Verpackung.</p> <p>Ce gel est utilisé pour humidifier le pénis. Il facilite la friction pendant les activités intimes et sexuelles et favorise l'humidification naturelle. Mode d'emploi: Appliquez sur les parties du corps souhaitées la quantité de gel nécessaire à une utilisation confortable et répétez l'opération aussi souvent que vous le souhaitez. Testez le gel pour des réactions allergiques individuelles en en massant un peu sur l'intérieur de votre avant-bras et attendez quelques minutes. Arrêtez l'utilisation si vous avez une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais, sec et sombre. A utiliser dans les 6 mois après ouverture. A consommer de préférence avant. Voir l'emballage.</p> <p>Ingredients: Aqua, Hydroxypropylcellulose, Glycerin, Allantoin, EDTA, Sharomix EG 10</p>	<div style="text-align: center;">  <p>4 260674 860898 ></p>  <p>EN This gel is used to moisten the penis. This facilitates friction during intimate and sexual activities and supports natural moistening. Directions for use: Apply as much gel to the desired body parts as you need for comfortable use and repeat as often as you like. Test the gel for individual allergic reactions by massaging a little of it on the inside of your forearm and waiting a few minutes. Stop use if you have an allergic reaction. Keep out of reach of children. Store in a cool, dry and dark place. Use within 6 months after opening. Best before: See packaging.</p> <p>IT Questo gel viene utilizzato per inumidire il pene. Facilita la frizione durante le attività intime e sessuali e favorisce la humidificazione naturale. Modo de empleo: Aplique tanto gel en las partes del cuerpo deseadas como necesite para un uso cómodo y repita la aplicación tantas veces como desee. Pruebe el gel para detectar reacciones alérgicas individuales masajeadando un poco en la parte interior del antebrazo y esperando unos minutos. Deje de usarlo si tiene una reacción alérgica. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en lugar fresco, seco y oscuro. Utilizar en los 6 meses siguientes a su apertura. Consumir preferentemente antes de: Véase el envase.</p> <p>Made in Poland for IncHealth GmbH Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergiswil, Switzerland</p> <p>200 ml e</p> <p>Gel für die Haut auf Wasserbasis Gel for the skin water based Gel pour la peau à base d'eau Gel per la pelle a base d'acqua</p> <p>Tips zur Nutzung Conseils pour une utilisation Tippke a használathoz</p> <p>Tips for use Suggerimenti per l'uso Típs för användning</p> <p>www.INFOgo.to/E</p> </div>
<p>Dokumentation vom</p>	<p>06.02.2023</p>