

interprox plus

Interdentälbürsten – einfacher anzuwenden

- grazil wie eine parodontale Sonde geformt, dadurch zielsichere Handhabung
- sofort einsetzbar und **hygienisch** – kein Biegen oder Stecken erforderlich
- alle Interdentalräume lassen sich leicht erreichen
- zweifarbiges Bürstchen zur **Kontrolle** von Blutungen (weiße Borsten) und Plaque (schwarze Borsten)
- zielsichere Handhabung
- mit Kunststoff überzogener Draht – auch zur Reinigung von Implantaten, Kronen oder Brackets geeignet
- praktisch auch für unterwegs – jedes Bürstchen hat ein eigenes Schutzkämpchen

Enthalten sind:

- interprox plus nano, rosa
- interprox plus super micro, orange
- interprox plus micro, grün
- interprox plus miniconical, rot
- interprox plus mini, gelb
- interprox plus conical, blau

Bezeichnung	Bürstchen-farbe	Draht-durchmesser	Bürstchen-durchmesser	ISO-Norm
interprox plus nano	rosa	0,38 mm	1,9 mm	0
interprox plus super micro	orange	0,50 mm	2,0 mm	1
interprox plus micro	grün	0,56 mm	2,4 mm	2
interprox plus miniconical	rot	0,60 mm	2,0 – 4,0 mm	2
interprox plus mini	gelb	0,70 mm	3,0 mm	3
interprox plus conical	blau	0,80 mm	3,0 – 5,0 mm	4