

SOL-M™ Einmalkanülen

Standard-Einmalkanülen

ANWENDERVORTEILE

- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus
- Kompatibel mit Luer-Steck und Luer-Lock-Einmalspritzen
- **23 G Variante:** Geeignet für die intramuskuläre, intravenöse und intraarterielle Injektion sowie für die Entnahme von Lösungen
- **25 G Varianten:** Geeignet für die subkutane, intradermale, intramuskuläre und intraarterielle Injektion sowie für die Entnahme von Lösungen

SOL-M™ EINMALKANÜLEN

- Dünnwand-Kanüle aus nichtrostendem Stahl
- Feindosierte Silikonbeschichtung
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen **1**
- Farbkodierter Konus gemäß der DIN EN ISO-Norm 6009
- Frei von Latex und PVC
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück



SOL-M™ EINMALKANÜLEN, GEFERTIGT NACH DER DIN EN ISO-NORM 7864

Gauge x Länge	Ø x Länge	ID	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**
 23 G x 1"	0,6 x 25 mm	0,37 mm	10 x 100 Stück	K112310	17490037
 25 G x 1"	0,5 x 25 mm	0,23 mm	10 x 100 Stück	K112510	17490043
 25 G x 1 1/4"	0,5 x 40 mm	0,23 mm	10 x 100 Stück	K112515	17490066

*Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton; VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, **PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich um Empfehlungen u.a. aufgrund der jeweiligen Abmessungen.

Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt letztendlich beim Anwender.