

# PC 30<sup>®</sup>

Flüssigkeit mit Kamillenblütenextrakt, Rosskastaniensamenextrakt  
und Dexpanthenol zur Anwendung auf der Haut

Medizinische Hautpflege

## WAS IST PC 30<sup>®</sup> UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Bei längerer Bettlägerigkeit oder dem Tragen von Prothesen kann es leicht zur Entwicklung von Druckgeschwüren (Dekubitus) kommen. Daher ist es dann notwendig, die Haut speziell zu schützen und ihre Widerstandskraft zu verbessern.

PC 30<sup>®</sup> ist eine pflegende Flüssigkeit, welche besonders für trockene und mechanisch stark beanspruchte Haut konzipiert wurde.

- Dexpanthenol regeneriert die Haut und erhöht ihre Elastizität.
- Kamillenblütenextrakt wirkt beruhigend auf gereizte Haut und wirkt sich günstig auf den Hautstoffwechsel aus.
- Rosskastaniensamenextrakt kann die Bildung von Ödemen vermindern.
- Allantoin beschleunigt den Hautregenerierungsprozess.
- 1,3-Butandiol stärkt die Haut und verbessert ihre Spannung.

Durch die Komposition dieser Inhaltsstoffe kann PC 30<sup>®</sup> die Haut optimal unterstützen: die durch langes Sitzen, Liegen oder dem Tragen von Prothesen stark beanspruchte Haut kann bei regelmäßiger Anwendung vor Reizungen, Entzündungen und Druckgeschwüren (Dekubitus) geschützt werden. Die Anwendung auf der noch gesunden Haut am Rand von Druckgeschwüren kann deren Ausbreitung verhindern.

Enthält Eucalyptol, Kampfer und Menthol.

PC 30<sup>®</sup> stärkt die Haut, macht sie widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse und verbessert ihre natürlichen Funktionen.

PC 30<sup>®</sup> hat antibakterielle Eigenschaften.

PC 30<sup>®</sup> enthält keine Konservierungsstoffe.

PC 30<sup>®</sup> ist wasserlöslich und enthält kein Öl.

## WIE IST PC 30<sup>®</sup> ANZUWENDEN?

PC 30<sup>®</sup> 2- bis 3-mal täglich auf die Haut auftragen, leicht einmassieren und einwirken lassen. 1 bis 2 Tropfen genügen für eine handtellergroße Fläche (ca. 10 cm Durchmesser). Bei sehr empfindlicher Haut PC 30<sup>®</sup> auftupfen und einziehen lassen. Nur auf unverletzter Haut anwenden.

## WIE IST PC 30<sup>®</sup> AUFZUBEWAHREN?

Bitte bewahren Sie PC 30<sup>®</sup> bei einer Temperatur unter 25 °C auf.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## WEITERE INFORMATIONEN

Als Ergänzung zur Pflege mit PC 30<sup>®</sup> empfehlen wir Ihnen die Anwendung der PC 30<sup>®</sup> Pflegecreme.

## Packungsgrößen

PC 30<sup>®</sup> gibt es in zwei Packungsgrößen: 100 ml und 250 ml.

## Hersteller

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH  
Ziegelhof 24  
17489 Greifswald