

biavid[®] HP renal

Spezial-Trinknahrung für Dialysepatienten

Patienteninformation



- Hoher Eiweißgehalt – 30g pro Portion
- Geringe Trinkmenge
- Kalium- und phosphatarm

Was ist biavid® HP renal?

biavid® HP renal ist eine hochwertige und eiweißreiche Trinknahrung, die speziell auf die Bedürfnisse von Dialysepatienten abgestimmt ist. Sie ist daher kalium- und phosphatarm. Außerdem ist bei der Einnahme nur eine geringe Trinkmenge nötig.

Wofür wird biavid® HP renal angewendet?

biavid® HP renal wird zur Behandlung einer Mangelernährung eingesetzt, wie sie krankheitsbedingt sehr häufig bei dialysepflichtigen Menschen mit chronischer Niereninsuffizienz auftritt.

Wie wirkt biavid® HP renal?

Unser Körper verfügt über keinen langfristigen Eiweißspeicher. Wir sind deshalb täglich auf eine ausreichende Eiweißzufuhr über die Nahrung angewiesen. biavid® HP renal enthält 30g Eiweiß pro Portion. Das entspricht abhängig vom Körpergewicht mindestens einem Drittel des Tagesbedarfs eines Erwachsenen. Darüber hinaus enthält biavid® HP renal alle lebensnotwendigen Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Eine regelmäßige Einnahme kann bestehende Mangelzustände wie Gewichtsverlust, Appetit- und Kraftlosigkeit und Infektanfälligkeit effektiv ausgleichen. Dadurch trägt biavid® HP renal zu mehr Lebensqualität bei.

Wieviel biavid® HP renal sollten Erwachsene einnehmen?

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene ein bis zwei Portionsbeutel täglich als Zwischenmahlzeit ein. biavid® HP renal ist kein Ersatz für die üblichen Hauptmahlzeiten. Um den Ernährungszustand zu verbessern, ist eine regelmäßige Einnahme notwendig.

Was sollten Diabetiker bei der Einnahme beachten?

biavid® HP renal ist für Diabetiker geeignet. Ein Portionsbeutel enthält 18 g Kohlenhydrate. Das entspricht 1,5 Broteinheiten. Diese müssen bei der Insulindosierung entsprechend berücksichtigt werden.

Wie lange sollte biavid® HP renal eingenommen werden?


biavid® HP renal sollte so lange eingenommen werden, bis sich der Ernährungszustand nachweislich verbessert hat. Daher ist es wichtig, dass das Körpergewicht und die Laborwerte regelmäßig vom behandelnden Arzt überprüft werden. Die Einnahme sollte nur in Absprache mit dem behandelnden Arzt beendet werden.

Wie wird **biavid® HP renal** zubereitet?

Zubereitung




Trinkwasser kalt stellen



Pulver dazugeben



Gut schütteln



Kalt genießen

biavid® HP renal kann zusätzlich mit Limettensaft, Naturjoghurt, Quark oder Sahne geschmacklich verfeinert werden.

Wann sollte **biavid® HP renal** nicht verwendet werden?

biavid® HP renal ist nicht geeignet

- für Säuglinge und Kleinkinder,
- wenn eine enterale Ernährung grundsätzlich kontraindiziert ist, wie bei Darmatonie, Ileus, akuten gastrointestinalen Blutungen oder schwerer Malassimilation,
- bei angeborenen Stoffwechselerkrankungen und
- bei einer Intoleranz gegen einen in **biavid® HP renal** enthaltenen Inhaltsstoff.

Wichtige Hinweise

- Bitte bereiten Sie **biavid® HP renal** stets frisch vor dem Verzehr zu.
- Reinigen Sie nach Gebrauch den spülmaschinengeeigneten Schüttelbecher.
- Lagern Sie das Pulver kühl und trocken.
- Verwenden Sie **biavid® HP renal** nur unter ärztlicher Aufsicht.
- **Achtung!** Das Produkt darf nicht als Infusion verabreicht werden.
- **biavid® HP renal** enthält leicht verfügbare Kohlenhydrate. Daher ist es bei Störungen der Glukosetoleranz nur unter sorgfältiger Stoffwechselkontrolle zu verwenden.

In welchen Geschmacksrichtungen gibt es biavid® HP renal?



Vanille-Joghurt



Mango-Joghurt



Kirsch-Joghurt

Wo ist biavid® HP renal erhältlich?

biavid® HP renal ist in jeder Apotheke erhältlich. In der Regel wird die Trinknahrung vom Arzt verordnet. Sprechen Sie Ihren behandelnden Arzt darauf an. Es kann aber auch ohne Rezept bezogen werden.

Musterrezept für die Verordnung

PZN	biavid HP renal 24 Portionsbeutel & Schüttelbecher
15 611 548	Mischkarton: 8x Vanille-, 8x Mango-, 8x Kirsch-Joghurt
16 584 894	24x Vanille-Joghurt
16 584 902	24x Mango-Joghurt
16 584 919	24x Kirsch-Joghurt



biamed GmbH
Handel und Dienstleistung
für das Gesundheitswesen
Sininger Str. 77
48432 Rheine

Tel. 05975 / 305 28 0
Fax 05975 / 306 22 99
info@biamed.de
www.biamed.de



Stand 11/2022