

Produktinformationen für Internet & Kataloge

FreeStyle *Lite*[®] Blutzucker-Messsystem

So praktisch.

Mit dem FreeStyle *Lite* ist die Blutzuckermessung besonders praktisch und benutzerfreundlich – ideal für ein aktives Leben mit Diabetes:

- Weltweit kleinstes Blutzucker-Messgerät
- Ohne Codieren
- Weltweit geringste Blutmenge von 0,3 µL und schnelle Messzeit von ~ 5 Sekunden
- Display- und Teststreifenbeleuchtung

Erhältlich im Set mit Etui, 10 FreeStyle *Lite* Teststreifen, FreeStyle[®] Stechhilfe mit 10 Lanzetten, einer Lithiumbatterie CR 2032 und Kurzanleitung.

mg/dL 0 435 956 (PZN)

mmol/L 0 435 979 (PZN)

FreeStyle FREEDOM *Lite* Blutzucker-Messsystem

So einfach, so entspannt.

Der FreeStyle FREEDOM *Lite* ist der ideale Begleiter für Diabetiker, deren Leben etwas gelassener ist. Folgende Eigenschaften machen das Messgerät so einfach:

- Ohne Codieren
- Extra große Ziffern und nur zwei große Tasten
- Weltweit geringste Blutmenge von 0,3 µL

Erhältlich im Set mit Etui, 10 FreeStyle *Lite*[®] Teststreifen, FreeStyle[®] Stechhilfe mit 10 Lanzetten, einer Lithiumbatterie CR 2032 und Kurzanleitung.

mg/dL 5 703 284 (PZN)

mmol/L 5 703 315 (PZN)

Precision Xceed Blutzucker- Messsystem

So raffiniert, so abgesichert.

Der Precision Xceed ist optimal für alle Diabetiker, die Wert auf ein gewissenhaftes Diabetes-Management legen. Folgende Eigenschaften machen das Messgerät so raffiniert, zuverlässig und sicher:

- Einzeln verpackte Blutzucker- und Keton-Teststreifen
- Kombination aus extra großen Ziffern und Display-Beleuchtung
- Sichtbarer Blutauftrag plus akustisches Signal dank Startkontrollelektrode
- Weltweit kürzeste Blutzucker-Messzeit von 3 Sekunden
- Weltweit geringste Blutmenge von 0,3 µL

Erhältlich im Set mit Etui, 10 Precision Xtra *Plus* Teststreifen, EasyTouch Stechhilfe mit 10 Lanzetten, einer Lithiumbatterie CR 2032 und Kurzanleitung.

mg/dL 7 005 578 (PZN)

mmol/L 7 005 584 (PZN)

FreeStyle *Lite* Teststreifen – Leicht Blutzuckermessen

Mit den FreeStyle *Lite*[®] Teststreifen ist das Blutzuckermessen ganz leicht, denn dank der weltweit geringsten Blutmenge von 0,3 µL müssen Sie weniger nachstechen und Ihre Finger weniger quetschen oder melken. Ein weiteres Plus: Sie können ganz einfach innerhalb von einer Minute Blut nachtropfen, das verhindert unnötigen Teststreifenverbrauch. Die FreeStyle[®] Startkontrollelektroden kontrollieren den Messstart, das gibt Ihnen genaue Messergebnisse. In Kombination mit den Messsystemen FreeStyle *Lite*[®] und FreeStyle FREEDOM *Lite* können Sie Ihren Blutzucker sofort bestimmen, denn sie funktionieren ohne Codieren.

50 Stück 04 359 91 (PZN)

100 Stück 04 360 80 (PZN)